

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	81	Krevní skupina: A	40 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	13	Krevní skupina: A	6,4 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	7	Krevní skupina: A	3,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	5	Krevní skupina: A	2,5 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Krevní skupina: A	0,99 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Krevní skupina: A	0,50 %
	(7) Sloup. aglut. - automat		1	Neuvedeno	0,50 %
		>>>	33	Krevní skupina: A	16 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	58	Krevní skupina: A	29 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: A	0,50 %
Celkem za vzorek: n = 202		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	81	Krevní skupina: B	40 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	13	Krevní skupina: B	6,4 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	7	Krevní skupina: B	3,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	5	Krevní skupina: B	2,5 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Krevní skupina: B	0,99 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Krevní skupina: B	0,50 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	34	Krevní skupina: B	17 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	58	Krevní skupina: B	29 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: B	0,50 %
Celkem za vzorek: n = 202		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	60	A podskupina A1	100 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	60	Neuvedeno	100 %
Celkem za vzorek: n = 60		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	56	Negativní (RhD-)	44 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	11	Negativní (RhD-)	8,7 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	7	Negativní (RhD-)	5,5 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	18	Negativní (RhD-)	14 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	28	Negativní (RhD-)	22 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
Celkem za vzorek: n = 127		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	56	Negativní (RhD-)	44 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	11	Negativní (RhD-)	8,7 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	7	Negativní (RhD-)	5,5 %
	(6) Mikrotit. des. bez centrifug.	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	18	Negativní (RhD-)	14 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	28	Negativní (RhD-)	22 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
Celkem za vzorek: n = 127		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	82	Negativní (RhD-)	43 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Negativní (RhD-)	5,3 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,1 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	32	Negativní (RhD-)	17 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	53	Negativní (RhD-)	28 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,53 %
Celkem za vzorek: n = 189		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,53 %
---------	---------------	-----	---	------------------	--------

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 82	Negativní (RhD-)	43 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 10	Negativní (RhD-)	5,3 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,1 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,1 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 32	Negativní (RhD-)	17 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 53	Negativní (RhD-)	28 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %	
	Celkem za vzorek: n = 189		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Negativní	28 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	9,5 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	3,2 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 10	Negativní	11 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	2,1 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 43	Negativní	45 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Negativní	28 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	9,5 %
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>> 3	Negativní	3,2 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>> 10	Negativní	11 %	
(8) Laterální difuze		>>> 2	Negativní	2,1 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>> 43	Negativní	45 %	
(10) Pevná fáze		>>> 1	Negativní	1,1 %	
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(716) Antigen c

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	28 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Pozitivní	9,5 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Pozitivní	3,2 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 10	Pozitivní	11 %	
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Pozitivní	2,1 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 43	Pozitivní	45 %	
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	28 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>> 3	Pozitivní	3,2 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>> 10	Pozitivní	11 %	
(8) Laterální difuze		>>> 2	Pozitivní	2,1 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>> 43	Pozitivní	45 %	
(10) Pevná fáze		>>> 1	Pozitivní	1,1 %	
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	34 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 8	Negativní	11 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 9	Negativní	12 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 29	Negativní	40 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	34 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 8	Negativní	11 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 9	Negativní	12 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 29	Negativní	40 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Negativní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	9,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 10	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 43	Negativní	45 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Negativní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	9,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 10	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 43	Negativní	45 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(719) Antigen e

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Pozitivní	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 10	Pozitivní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(10) Pevná fáze	>>> 42	Pozitivní	44 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Pozitivní	3,2 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 10	Pozitivní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(10) Pevná fáze	>>> 42	Pozitivní	44 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 99 %		

Celková úspěšnost: 99 %

(720) Antigen K

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Negativní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	8,7 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 11	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 47	Negativní	46 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(1) Zkumavkový test	>>> 29	Negativní	28 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 9	Negativní	8,7 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 3	Negativní	2,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 11	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 47	Negativní	46 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,97 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(721) Antigen k

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	36 %
	(10) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 27	Pozitivní	51 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	36 %
	(10) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(722) Antigen M

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	48 %
---------	---------------------	--------	-----------	------

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	3 Negativní	5,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	22 Negativní	42 %
	Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	25 Pozitivní	48 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	22 Pozitivní	42 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	24 Pozitivní	49 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	4,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	21 Pozitivní	43 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	23 Negativní	47 %
			1 Pozitivní	2,0 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2 Negativní	4,1 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Negativní	4,1 %
(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	21 Negativní	43 %	
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	20 Pozitivní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	26 Pozitivní	51 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	20 Pozitivní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	26 Pozitivní	51 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Pozitivní	37 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	27 Pozitivní	53 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Pozitivní	37 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	27 Pozitivní	53 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	25 Pozitivní	66 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	11 Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	25 Pozitivní	66 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	11 Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	18 Pozitivní	34 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	2 Pozitivní	3,8 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 30	Pozitivní	57 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	1,9 %
		>>> 17	Pozitivní	32 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 30	Pozitivní	57 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	35 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	3,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 30	Negativní	56 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,7 %
	Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	1,9 %
		>>> 18	Pozitivní	33 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	1	Negativní	1,9 %
		>>> 29	Pozitivní	54 %
(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,7 %	
Celkem za vzorek: n = 54	Úspěšnost: 96 %			
Celková úspěšnost: 96 %				

(729) Antigen Jka

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Pozitivní	40 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Pozitivní	40 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 52	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(730) Antigen Jkb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Negativní	51 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 26	Pozitivní	51 %
	(10) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	Celkem za vzorek: n = 51	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(731) Antigen Lua

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Negativní	42 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	55 %
	Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 15	Negativní	39 %
		1	Pozitivní	2,6 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 21	Negativní	55 %
Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 18	Pozitivní	51 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 18	Pozitivní	51 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Negativní	59 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Negativní	39 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 23	Negativní	56 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Negativní	39 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	5	Negativní	12 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 19	Pozitivní	46 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	39 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 88 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Pozitivní	59 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 16	Pozitivní	39 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 88 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 4	Negativní	2,7 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 15	Negativní	10 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,67 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 127	Negativní	85 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 3	Negativní	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 150		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 4	Negativní	2,7 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 15	Negativní	10 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,67 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 126	Negativní	84 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 150		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	> 9	Negativní	8,8 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 18	Pozitivní	18 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 11	Pozitivní	11 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	> 11	Negativní	11 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 48	Pozitivní	47 %
	Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 27	Pozitivní	26 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,98 %
	(5) Pevná fáze	>>> 11	Pozitivní	11 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,0 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 59	Pozitivní	58 %
Celkem za vzorek: n = 102		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)				
E1 a S1	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 31	Pozitivní	18 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	2,4 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 5	Negativní	2,9 %
		>>> 129	Pozitivní	76 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,59 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 31	Pozitivní	18 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	2,4 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 134	Pozitivní	79 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,59 %
Celkem za vzorek: n = 170		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 28	Pozitivní	20 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(5) Pevná fáze	>>> 5	Pozitivní	3,6 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 4	Negativní	2,9 %
		>>> 100	Pozitivní	72 %
Celkem za vzorek: n = 139		Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 28	Pozitivní	20 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(5) Pevná fáze	>>> 5	Pozitivní	3,6 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 104	Pozitivní	75 %
Celkem za vzorek: n = 139		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 5	Negativní	4,2 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 22	Negativní	18 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 7	Negativní	5,9 %
		> 2	Pozitivní	1,7 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	1	Neuvedeno	0,84 %
		>>> 80	Negativní	67 %
		> 2	Pozitivní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 119		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 5	Pozitivní	4,2 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 22	Pozitivní	18 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 9	Pozitivní	7,6 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 83	Pozitivní	70 %
Celkem za vzorek: n = 119		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) Neuvedeno	2	Neuvedeno	3,6 %
		>>> 5	anti-Fyb	8,9 %
		>>> 37	anti-Fyb; anti-M	66 %
		1	anti-Fyb; anti-M; anti-K	1,8 %
		>>> 7	anti-Fyb; anti-M; anti-Kpa	13 %
		1	anti-Jkb	1,8 %
	> 3	anti-M	5,4 %	
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 93 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 55	anti-D	98 %
		1	anti-D; anti-M	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 4	2,6 %
		± 1	titr 8	2,6 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 1	2,6 %
		(3) Sloupcová agl. + homozyg. kr.	± 4	titr 1
	± 6		titr 2	15 %
		± 9	titr 4	23 %
		± 1	titr 8	2,6 %
	(4) Sloupcová agl. + heterozyg. kr.	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,6 %
		± 2	titr 1	5,1 %
		± 2	titr 2	5,1 %
		± 6	titr 4	15 %
		± 3	titr 8	7,7 %
		± 1	titr 16	2,6 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
E1 a S1	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 4	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 2	2,6 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 2	titr 0 (neměřitelný)	5,3 %
		± 10	titr 1	26 %
		± 7	titr 2	18 %
		± 1	titr 4	2,6 %
		± 1	titr 8	2,6 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 5	titr 0 (neměřitelný)	13 %
		± 7	titr 1	18 %
		± 2	titr 2	5,3 %
		± 1	titr 4	2,6 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 8	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 16	2,0 %
		± 1	titr 128	2,0 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 1	titr 256	2,0 %
		± 1	titr 32	2,0 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 256	2,0 %
		± 2	titr 16	4,1 %
		± 2	titr 32	4,1 %
		± 5	titr 64	10 %
		± 4	titr 128	8,2 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 6	titr 16	12 %
		± 7	titr 32	14 %
		± 10	titr 64	20 %
		± 4	titr 128	8,2 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 16	2,0 %
		± 2	titr 32	4,1 %
		± 1	titr 64	2,0 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada vzorků 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 142	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	2	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	> 1	Negativní zkouška	0,70 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	> 8	Negativní zkouška	5,6 %
		>>> 6	Pozitivní zkouška	4,2 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	> 1	Negativní zkouška	0,70 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	> 95	Negativní zkouška	67 %
		>>> 27	Pozitivní zkouška	19 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	> 2	Negativní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní zkouška	0,70 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 14	Negativní zkouška	9,9 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Negativní zkouška	1,4 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,70 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 120	Negativní zkouška	85 %
		2	Pozitivní zkouška	1,4 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Negativní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	± 55	Nelze podat, riziko hemolýzy	39 %
		± 61	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	44 %
		± 8	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	5,7 %
		± 16	Lze podat	11 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 4	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,9 %
		± 69	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	49 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	19 %
		± 40	Lze podat	29 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,70 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	> 3	Negativní zkouška	2,1 %
		>>> 12	Pozitivní zkouška	8,5 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	> 22	Negativní zkouška	15 %
		>>> 100	Pozitivní zkouška	70 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	> 2	Negativní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,70 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 15	Pozitivní zkouška	11 %
	(5) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 122	Pozitivní zkouška	86 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 2	Pozitivní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	± 118	Nelze podat, riziko hemolýzy	84 %
		± 16	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	11 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,5 %
		± 2	Lze podat	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 139	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		