

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 1 a 2

## (700) AB0 skupina

E1 a S1	(6) APR	>>>	1	Krevní skupina: A	0,50 %
	(14) Bio-Rad		1	Neuvedeno	0,50 %
		>>>	64	Krevní skupina: A	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	6	Krevní skupina: A	3,0 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: A	0,99 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	13	Krevní skupina: A	6,4 %
	(80) DiaMed	>>>	17	Krevní skupina: A	8,4 %
	(159) Grifols	>>>	41	Krevní skupina: A	20 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: A	0,99 %
	(172) Immucor	>>>	37	Krevní skupina: A	18 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Krevní skupina: A	2,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Krevní skupina: A	2,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: A	0,50 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: A	0,99 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6	Krevní skupina: A	3,0 %

Celkem za vzorek: n = 202    Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(6) APR	>>>	1	Krevní skupina: B	0,50 %
	(14) Bio-Rad	>>>	65	Krevní skupina: B	32 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	6	Krevní skupina: B	3,0 %
	(52) Dynex	>>>	2	Krevní skupina: B	0,99 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	13	Krevní skupina: B	6,4 %
	(80) DiaMed	>>>	17	Krevní skupina: B	8,4 %
	(159) Grifols	>>>	41	Krevní skupina: B	20 %
	(171) Diagast	>>>	2	Krevní skupina: B	0,99 %
	(172) Immucor	>>>	37	Krevní skupina: B	18 %
	(173) Sanguin	>>>	5	Krevní skupina: B	2,5 %
	(174) IVT Imuno	>>>	4	Krevní skupina: B	2,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1	Krevní skupina: B	0,50 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2	Krevní skupina: B	0,99 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6	Krevní skupina: B	3,0 %

Celkem za vzorek: n = 202    Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %

## (703) A podskupina

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	60	A podskupina A1	100 %
---------	----------------------	-----	----	-----------------	-------

Celkem za vzorek: n = 60    Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	60	Neuvedeno	100 %
---------	----------------------	-----	----	-----------	-------

Celkem za vzorek: n = 60    Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %

## (705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(6) APR	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>>	38	Negativní (RhD-)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,1 %
	(80) DiaMed	>>>	9	Negativní (RhD-)	7,1 %
	(159) Grifols	>>>	23	Negativní (RhD-)	18 %
	(170) Biotest	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(171) Diagast	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(172) Immucor	>>>	30	Negativní (RhD-)	24 %
	(173) Sanguin	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(174) IVT Imuno	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,1 %

Celkem za vzorek: n = 127    Úspěšnost: 100 %

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(6) APR	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(14) Bio-Rad	>>>	38	Negativní (RhD-)	30 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(52) Dynex	>>>	3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4	Negativní (RhD-)	3,1 %
	(80) DiaMed	>>>	9	Negativní (RhD-)	7,1 %
	(159) Grifols	>>>	23	Negativní (RhD-)	18 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(170) Biotest	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(171) Diagast	>>> 3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(172) Immucor	>>> 30	Negativní (RhD-)	24 %
	(173) Sanguin	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,79 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (RhD-)	3,1 %
	Celkem za vzorek: n = 127		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

**(709) Rh D antigen (příjemce)**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(6) APR	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(14) Bio-Rad	>>> 62	Negativní (RhD-)	33 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 6	Negativní (RhD-)	3,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 10	Negativní (RhD-)	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 15	Negativní (RhD-)	7,9 %
	(159) Grifols	>>> 38	Negativní (RhD-)	20 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 37	Negativní (RhD-)	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,6 %
(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,1 %	
Celkem za vzorek: n = 189		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(6) APR	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(14) Bio-Rad	>>> 62	Negativní (RhD-)	33 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 6	Negativní (RhD-)	3,2 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 10	Negativní (RhD-)	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 15	Negativní (RhD-)	7,9 %
	(159) Grifols	>>> 38	Negativní (RhD-)	20 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(171) Diagast	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 37	Negativní (RhD-)	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní (RhD-)	2,6 %
	(174) IVT Imuno	>>> 2	Negativní (RhD-)	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,53 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní (RhD-)	1,6 %
(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní (RhD-)	2,1 %	
Celkem za vzorek: n = 189		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(715) Antigen C**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	2,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	4,2 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
E2 a S2	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (716) Antigen c

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 33	Pozitivní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,2 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 33	Pozitivní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Pozitivní	3,2 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (717) Antigen Cw

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 21	Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(159) Grifols	>>> 26	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 21	Negativní	29 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(159) Grifols	>>> 26	Negativní	36 %
	(170) Biotest	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(172) Immucor	>>> 13	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Negativní	6,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	2,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

## (718) Antigen E

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,2 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 33	Negativní	35 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Negativní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	1,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	3,2 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(719) Antigen e**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	1	Negativní	1,1 %
		>>> 32	Pozitivní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 99 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	1	Negativní	1,1 %
		>>> 32	Pozitivní	34 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Pozitivní	9,5 %
	(159) Grifols	>>> 24	Pozitivní	25 %
	(171) Diagast	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(172) Immucor	>>> 17	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,1 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,1 %
Celkem za vzorek: n = 95		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(720) Antigen K**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(14) Bio-Rad	>>> 34	Negativní	33 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>> 29	Negativní	28 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	3,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(14) Bio-Rad	>>> 34	Negativní	33 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(80) DiaMed	>>> 9	Negativní	8,7 %
	(159) Grifols	>>> 29	Negativní	28 %
	(171) Diagast	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(172) Immucor	>>> 17	Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>> 2	Negativní	1,9 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	0,97 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Negativní	3,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	2,9 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(721) Antigen k**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 9	Pozitivní	17 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 4	Pozitivní	7,5 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	26 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(172) Immucor	>>>	15 Pozitivní	28 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	9 Pozitivní	17 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	4 Pozitivní	7,5 %
	(80) DiaMed	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	15 Pozitivní	28 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(722) Antigen M**

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	11 Negativní	21 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Negativní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	14 Negativní	27 %
	(172) Immucor	>>>	11 Negativní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Negativní	7,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	21 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	7,7 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>>	11 Pozitivní	21 %
	(173) Sanguin	>>>	4 Pozitivní	7,7 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	7,7 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(723) Antigen N**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	10 Pozitivní	20 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	15 Pozitivní	31 %
	(172) Immucor	>>>	9 Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Pozitivní	8,2 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	10 Negativní	20 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Negativní	8,2 %
	(159) Grifols	>>>	15 Negativní	31 %
	(172) Immucor	>>>	9 Negativní	18 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	6,1 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	4 Negativní	8,2 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(724) Antigen S**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	24 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>>	5 Pozitivní	9,8 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	24 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	16 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,8 %	
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(725) Antigen s**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	14 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,8 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(726) Antigen P1**

E1 a S1	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(159) Grifols	>>> 10	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(6) APR	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(14) Bio-Rad	>>> 10	Pozitivní	26 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
	(159) Grifols	>>> 10	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	18 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	13 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(727) Antigen Fya**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>> 4	Pozitivní	7,5 %
	(159) Grifols	>>> 14	Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>> 8	Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 4	Pozitivní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 13	Pozitivní	25 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	7,5 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	8 Pozitivní	15 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	1,9 %
			>>>	3 Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 53			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

**(728) Antigen Fyb**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	13 Negativní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Negativní	5,6 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Negativní	7,4 %
	(159) Grifols	>>>	14 Negativní	26 %
	(172) Immucor	>>>	9 Negativní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Negativní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 54			Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	13 Pozitivní	24 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	3 Pozitivní	5,6 %
	(80) DiaMed	>>>	4 Pozitivní	7,4 %
	(159) Grifols	>>>	14 Pozitivní	26 %
	(172) Immucor	>>>	9 Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	7 Pozitivní	13 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	2 Negativní	3,7 %
		>>>	1 Pozitivní	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 54			Úspěšnost: 96 %	
Celková úspěšnost: 96 %				

**(729) Antigen Jka**

E1 a S1	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(159) Grifols	>>>	15 Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	9 Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
Celkem za vzorek: n = 52			Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(6) APR	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	23 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	5,8 %
	(159) Grifols	>>>	15 Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>>	9 Pozitivní	17 %
	(173) Sanguin	>>>	6 Pozitivní	12 %
(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	5,8 %	
Celkem za vzorek: n = 52			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

**(730) Antigen Jkb**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	11 Negativní	22 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Negativní	5,9 %
	(159) Grifols	>>>	15 Negativní	29 %
	(172) Immucor	>>>	10 Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	5 Negativní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 51			Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	11 Pozitivní	22 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Pozitivní	3,9 %
	(80) DiaMed	>>>	3 Pozitivní	5,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(159) Grifols	>>> 15	Pozitivní	29 %
	(172) Immucor	>>> 10	Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 5	Pozitivní	9,8 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Pozitivní	5,9 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(731) Antigen Lua**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	37 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 8	Negativní	21 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Negativní	5,3 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(159) Grifols	>>> 14	Negativní	37 %
	(172) Immucor	>>> 4	Negativní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Negativní	11 %
	(174) IVT Imuno	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Negativní	5,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 97 %	
Celková úspěšnost: 97 %				

**(732) Antigen Lub**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 6	Pozitivní	17 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	37 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 6	Pozitivní	17 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(159) Grifols	>>> 13	Pozitivní	37 %
	(172) Immucor	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(173) Sanguin	>>> 4	Pozitivní	11 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	8,6 %
	Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

**(733) Antigen Lea**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	29 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(159) Grifols	>>> 10	Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>> 8	Negativní	20 %
	(173) Sanguin	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 12	Negativní	29 %
	(52) Dynex	>>> 2	Negativní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(159) Grifols	>>> 9	Negativní	22 %
	(172) Immucor	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
		>>> 8	Negativní	20 %



Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(173) Sanguin	>>>	3 Negativní	7,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Negativní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

**(734) Antigen Leb**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	29 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols		1 Negativní	2,4 %
		>>>	9 Pozitivní	22 %
	(172) Immucor		4 Negativní	9,8 %
		>>>	4 Pozitivní	9,8 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	7,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,3 %
(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,4 %	
Celkem za vzorek: n = 41			Úspěšnost: 88 %	
Celková úspěšnost: 88 %				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	12 Pozitivní	29 %
	(52) Dynex	>>>	2 Pozitivní	4,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(80) DiaMed	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	(159) Grifols	>>>	10 Pozitivní	24 %
	(172) Immucor	>>>	8 Pozitivní	20 %
	(173) Sanguin	>>>	3 Pozitivní	7,3 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	3 Pozitivní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	2,4 %
	Celkem za vzorek: n = 41			Úspěšnost: 100 %
Celková úspěšnost: 88 %				

**(737) Přímý Coombsův test**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>>>	76 Negativní	51 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	6 Negativní	4,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	26 Negativní	17 %
	(159) Grifols	>>>	36 Negativní	24 %
	(172) Immucor	>>>	3 Negativní	2,0 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	0,67 %
	Celkem za vzorek: n = 150			Úspěšnost: 100 %
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	76 Negativní	51 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	6 Negativní	4,0 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	2 Negativní	1,3 %
	(80) DiaMed	>>>	26 Negativní	17 %
	(159) Grifols	>>>	35 Negativní	23 %
			1 Pozitivní	0,67 %
	(172) Immucor	>>>	2 Negativní	1,3 %
			1 Pozitivní	0,67 %
	(203) ANTITOXIN	>>>	1 Negativní	0,67 %
	Celkem za vzorek: n = 150			Úspěšnost: 99 %
Celková úspěšnost: 99 %				

**(741) Screening protilátek (NAT, dárce)**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	>	14 Negativní	14 %
		>>>	30 Pozitivní	29 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	2,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	0,98 %
	(80) DiaMed	>	6 Negativní	5,9 %
		>>>	12 Pozitivní	12 %
	(159) Grifols	>>>	20 Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>>	2 Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	14 Pozitivní	14 %
	Celkem za vzorek: n = 102			Úspěšnost: 100 %
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>>	44 Pozitivní	43 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	2,9 %
	(64) Exbio Olomouc	>>>	1 Pozitivní	0,98 %
	(80) DiaMed	>>>	18 Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>>	20 Pozitivní	20 %
	(171) Diagast	>>>	2 Pozitivní	2,0 %
	(172) Immucor	>>>	14 Pozitivní	14 %
Celkem za vzorek: n = 102			Úspěšnost: 100 %	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Celková úspěšnost: 100 %				
<b>(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)</b>				
E1 a S1	(14) Bio-Rad	5	Negativní	2,9 %
		>>> 77	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 6	Pozitivní	3,5 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 46	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 170 ----- Úspěšnost: 97 % -----				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 82	Pozitivní	48 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 6	Pozitivní	3,5 %
	(80) DiaMed	>>> 27	Pozitivní	16 %
	(159) Grifols	>>> 46	Pozitivní	27 %
	(172) Immucor	>>> 9	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 170 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 97 %				

**(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	4	Negativní	2,9 %
		>>> 57	Pozitivní	41 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 6	Pozitivní	4,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 39	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 139 ----- Úspěšnost: 97 % -----				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 61	Pozitivní	44 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 6	Pozitivní	4,3 %
	(64) Exbio Olomouc	>>> 1	Pozitivní	0,72 %
	(80) DiaMed	>>> 25	Pozitivní	18 %
	(159) Grifols	>>> 39	Pozitivní	28 %
	(172) Immucor	>>> 7	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 139 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 97 %				

**(747) Screening protilátek (enzymový test)**

E1 a S1	(14) Bio-Rad	1	Neuvedeno	0,84 %
		>>> 49	Negativní	41 %
		> 3	Pozitivní	2,5 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 3	Negativní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 19	Negativní	16 %
		> 1	Pozitivní	0,84 %
	(159) Grifols	>>> 41	Negativní	34 %
	(172) Immucor	>>> 2	Negativní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 119 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
E2 a S2	(14) Bio-Rad	>>> 53	Pozitivní	45 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	2,5 %
	(80) DiaMed	>>> 20	Pozitivní	17 %
	(159) Grifols	>>> 41	Pozitivní	34 %
	(172) Immucor	>>> 2	Pozitivní	1,7 %
Celkem za vzorek: n = 119 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

**(750) Identifikace protilátek**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	2	Neuvedeno	3,6 %
		>>> 5	anti-Fyb	8,9 %
		>>> 37	anti-Fyb; anti-M	66 %
		1	anti-Fyb; anti-M; anti-K	1,8 %
		>>> 7	anti-Fyb; anti-M; anti-Kpa	13 %
		1	anti-Jkb	1,8 %
		> 3	anti-M	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 56 ----- Úspěšnost: 93 % -----				
E2 a S2	(0) výrobce neuveden	>>> 55	anti-D	98 %
		1	anti-D; anti-M	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
Celková úspěšnost: 91 %				

**(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,6 %
		± 7	titr 1	18 %
		± 8	titr 2	21 %
		± 17	titr 4	44 %
		± 5	titr 8	13 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 16	2,6 %
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. profilátka**

E1 a S1	(0) výrobce neuveden	± 7	titr 0 (neměřitelný)	18 %
		± 17	titr 1	45 %
		± 10	titr 2	26 %
		± 2	titr 4	5,3 %
		± 2	titr 8	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. profilátka**

E2 a S2	(0) výrobce neuveden	± 2	titr 256	4,1 %
		± 10	titr 16	20 %
		± 12	titr 32	24 %
		± 16	titr 64	33 %
		± 9	titr 128	18 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**Sada vzorků 3****(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 142	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	2	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně	1,4 %
		>>> 140	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	99 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(761) Zkouška kompatibility (segment K1)**

S1	(0) výrobce neuveden	> 107	Negativní zkouška	75 %
		>>> 35	Pozitivní zkouška	25 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 140	Negativní zkouška	99 %
		2	Pozitivní zkouška	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)**

S1	(0) výrobce neuveden	± 55	Nelze podat, riziko hemolýzy	39 %
		± 61	Podmíněné výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	44 %
		± 8	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	5,7 %
		± 16	Lze podat	11 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 4	Nelze podat, riziko hemolýzy	2,9 %
		± 69	Podmíněné výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	49 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	19 %
		± 40	Lze podat	29 %
Celkem za vzorek: n = 140		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

**(764) Zkouška kompatibility (segment K2)**

S1	(0) výrobce neuveden	> 27	Negativní zkouška	19 %
		>>> 115	Pozitivní zkouška	81 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) výrobce neuveden	>>> 142	Pozitivní zkouška	100 %
Celkem za vzorek: n = 142		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)**

S1	(0) výrobce neuveden	± 118	Nelze podat, riziko hemolýzy	84 %
		± 16	Podmíněné výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	11 %
		± 5	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,5 %
		± 2	Lze podat	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) výrobce neuveden	± 139	Nelze podat, riziko hemolýzy	99 %
		± 2	Podmíněné výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 141		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

