

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 49	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	15 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,2 %
	(60) Roche	>>> 35	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	11 %
	(63) Sysmex	>>> 8	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,2 %
	(179) Siemens	>>> 53	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 17	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,2 %
	(202) Dirui	>>> 58	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	18 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	6,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,62 %
		>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
		>>> 6	> 28 mmol/L	1,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 16	11,1 - 28 mmol/L	4,9 %
		>>> 33	> 28 mmol/L	10 %
	(49) BioVendor	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,31 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,92 %
	(60) Roche	>>> 35	> 28 mmol/L	11 %
	(63) Sysmex	>>> 5	11,1 - 28 mmol/L	1,5 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,92 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 28 mmol/L	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 22	11,1 - 28 mmol/L	6,8 %
		>>> 29	> 28 mmol/L	8,9 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,31 %
		>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
		>>> 2	> 28 mmol/L	0,62 %
	(179) Siemens	> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,2 %
		>>> 34	11,1 - 28 mmol/L	10 %
		>>> 15	> 28 mmol/L	4,6 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 28 mmol/L	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 13	11,1 - 28 mmol/L	4,0 %
		>>> 4	> 28 mmol/L	1,2 %
	(202) Dirui	2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,62 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,2 %
		>>> 44	11,1 - 28 mmol/L	14 %
		>>> 9	> 28 mmol/L	2,8 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	> 28 mmol/L	6,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,62 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,92 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

**(263) Ketony**

A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 50	Negativní, <= 0,5 mmol/L	15 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,2 %
	(60) Roche	>>> 34	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(63) Sysmex	>>> 8	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,2 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 17	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,2 %
	(202) Dirui	>>> 58	Negativní, <= 0,5 mmol/L	18 %
		1	3+, 4+	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní, <= 0,5 mmol/L	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	3+, 4+	2,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(46) Erba Lachema	> 21	1+, 2+	6,5 %
		>>> 29	3+, 4+	8,9 %
	(49) BioVendor	> 4	1+, 2+	1,2 %
	(60) Roche	>>> 34	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	> 8	1+, 2+	2,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	3+, 4+	16 %
	(161) YD Diagnostics	> 2	1+, 2+	0,62 %
		>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(179) Siemens	> 27	1+, 2+	8,3 %
		>>> 25	3+, 4+	7,7 %
	(197) Analyticon	> 2	1+, 2+	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	1+, 2+	0,62 %
		>>> 15	3+, 4+	4,6 %
	(202) Dirui	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,31 %
		> 16	1+, 2+	4,9 %
		>>> 42	3+, 4+	13 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 12	1+, 2+	3,7 %
		>>> 11	3+, 4+	3,4 %
	(999) jiný výrobce	> 2	1+, 2+	0,62 %
		>>> 3	3+, 4+	0,92 %
----- Celkem za vzorek: n = 325 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 100 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, < 0,3 g/L	2,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 49	Negativní, < 0,3 g/L	15 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,2 %
	(60) Roche	>>> 34	Negativní, < 0,3 g/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 8	Negativní, < 0,3 g/L	2,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní, < 0,3 g/L	1,2 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/L	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 17	Negativní, < 0,3 g/L	5,2 %
	(202) Dirui	>>> 58	Negativní, < 0,3 g/L	18 %
		1	> 2,5 g/L	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní, < 0,3 g/L	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/L	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 324 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 1	> 2,5 g/L	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	> 2,5 g/L	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	> 5	0,51 - 2,5 g/L	1,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
B	(12) Beckman Coulter	>>> 4	> 2,5 g/L	1,2 %
	(18) Cormay	>>> 1	> 2,5 g/L	0,31 %
	(46) Erba Lachema	> 12	0,51 - 2,5 g/L	3,7 %
		>>> 37	> 2,5 g/L	11 %
	(49) BioVendor	1	0,3 - 0,5 g/L	0,31 %
		> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,93 %
	(60) Roche	>>> 34	> 2,5 g/L	10 %
	(63) Sysmex	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,31 %
		>>> 7	> 2,5 g/L	2,2 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	> 2,5 g/L	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,31 %
	(150) Arkray	> 3	0,51 - 2,5 g/L	0,93 %
		>>> 48	> 2,5 g/L	15 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	> 2,5 g/L	1,2 %
	(179) Siemens	> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
		>>> 45	> 2,5 g/L	14 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 2,5 g/L	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,8 %
		>>> 8	> 2,5 g/L	2,5 %
	(202) Dirui	1	Negativní, < 0,3 g/L	0,31 %
		> 7	0,51 - 2,5 g/L	2,2 %
		>>> 51	> 2,5 g/L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	3	Negativní, < 0,3 g/L	0,93 %
		7	0,3 - 0,5 g/L	2,2 %
		> 9	0,51 - 2,5 g/L	2,8 %
		>>> 4	> 2,5 g/L	1,2 %
	(999) jiný výrobce	> 1	0,51 - 2,5 g/L	0,31 %
		>>> 4	> 2,5 g/L	1,2 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 96 %		

Celková úspěšnost: 96 %

**(266) Urobilinogen**

A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní, < 17 µmol/L	2,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 49	Negativní, < 17 µmol/L	15 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,2 %
	(60) Roche	>>> 34	Negativní, < 17 µmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 8	Negativní, < 17 µmol/L	2,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,2 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní, < 17 µmol/L	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,62 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 17	Negativní, < 17 µmol/L	5,2 %
	(202) Dirui	>>> 58	Negativní, < 17 µmol/L	18 %
		1	1+, 2+	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní, < 17 µmol/L	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, < 17 µmol/L	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 100 %		

B	(5) Dialab	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 3	3+, 4+	0,93 %
	(18) Cormay	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(46) Erba Lachema	> 12	1+, 2+	3,7 %
		>>> 37	3+, 4+	11 %
	(49) BioVendor	>>> 4	3+, 4+	1,2 %
	(60) Roche	>>> 34	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	3+, 4+	0,62 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	3+, 4+	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	3+, 4+	1,2 %
	(179) Siemens	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
B	(179) Siemens	> 16	1+, 2+	4,9 %	
		>>> 35	3+, 4+	11 %	
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,62 %	
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	3+, 4+	0,31 %	
	(201) Iris Diagnostics	> 13	1+, 2+	4,0 %	
		>>> 4	3+, 4+	1,2 %	
	(202) Dirui	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,31 %	
		> 13	1+, 2+	4,0 %	
		>>> 45	3+, 4+	14 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	1+, 2+	0,31 %	
		>>> 22	3+, 4+	6,8 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 5	3+, 4+	1,5 %	
	Celkem za vzorek: n = 324		Úspěšnost: 99 %		
	Celková úspěšnost: 99 %				

**(268) Bilirubin**

A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Negativní	2,8 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 43	Negativní	14 %
	(49) BioVendor	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(60) Roche	>>> 35	Negativní	11 %
	(63) Sysmex	>>> 7	Negativní	2,2 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	Negativní	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(179) Siemens	>>> 52	Negativní	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 17	Negativní	5,3 %
	(202) Dirui	>>> 58	Negativní	18 %
		1	3+, 4+	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní	7,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(9) Bayer	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	> 8	1+, 2+	2,5 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(18) Cormay	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 43	3+, 4+	14 %
	(49) BioVendor	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(60) Roche	>>> 35	3+, 4+	11 %
	(63) Sysmex	>>> 7	3+, 4+	2,2 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 51	3+, 4+	16 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 3	3+, 4+	0,94 %
	(179) Siemens	>>> 52	3+, 4+	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	2	Negativní	0,63 %
		> 15	1+, 2+	4,7 %
	(202) Dirui	1	Negativní	0,31 %
	> 2	1+, 2+	0,63 %	
	>>> 56	3+, 4+	18 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	1	Negativní	0,31 %	
	> 3	1+, 2+	0,94 %	
	>>> 19	3+, 4+	6,0 %	
(999) jiný výrobce	>>> 5	3+, 4+	1,6 %	
Celkem za vzorek: n = 318		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

**(270) Leukocyty**

A	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 8	Negativní	2,9 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	0,36 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
A	(46) Erba Lachema	>>>	13 Negativní	4,6 %	
	(49) BioVendor	>>>	4 Negativní	1,4 %	
	(60) Roche	>>>	35 Negativní	13 %	
	(63) Sysmex	>>>	8 Negativní	2,9 %	
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	2 Negativní	0,71 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní	0,36 %	
	(150) Arkray	>>>	51 Negativní	18 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	2 Negativní	0,71 %	
	(179) Siemens	>>>	51 Negativní	18 %	
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní	0,71 %	
	(199) Eurolab Lambda	>>>	1 Negativní	0,36 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	15 Negativní	5,4 %	
	(202) Dirui	>>>	55 Negativní	20 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	1 51 - 250 leu/μL 23 Negativní	0,36 % 8,2 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní 1 10 - 50 leu/μL	1,4 % 0,36 %	
Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 99 %			
B	(5) Dialab	>>>	1 > 250 leu/μL	0,36 %	
	(9) Bayer	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	8 51 - 250 leu/μL	2,9 %	
	(18) Cormay	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	2 51 - 250 leu/μL 11 > 250 leu/μL	0,71 % 3,9 %	
	(49) BioVendor	>	1 10 - 50 leu/μL 1 51 - 250 leu/μL 2 > 250 leu/μL	0,36 % 0,36 % 0,71 %	
	(60) Roche	>	2 10 - 50 leu/μL 10 51 - 250 leu/μL 23 > 250 leu/μL	0,71 % 3,6 % 8,2 %	
	(63) Sysmex	>	5 10 - 50 leu/μL 3 51 - 250 leu/μL	1,8 % 1,1 %	
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	2 > 250 leu/μL	0,71 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 51 - 250 leu/μL	0,36 %	
	(150) Arkray	>>>	7 51 - 250 leu/μL 44 > 250 leu/μL	2,5 % 16 %	
	(161) YD Diagnostics	>	1 10 - 50 leu/μL 1 51 - 250 leu/μL	0,36 % 0,36 %	
	(179) Siemens	>	1 10 - 50 leu/μL 25 51 - 250 leu/μL 25 > 250 leu/μL	0,36 % 8,9 % 8,9 %	
	(197) Analyticon	>	1 10 - 50 leu/μL 1 51 - 250 leu/μL	0,36 % 0,36 %	
	(199) Eurolab Lambda	>>>	1 > 250 leu/μL	0,36 %	
	(201) Iris Diagnostics	>	6 10 - 50 leu/μL 9 51 - 250 leu/μL	2,1 % 3,2 %	
	(202) Dirui	>	1 Negativní 4 10 - 50 leu/μL 26 51 - 250 leu/μL 25 > 250 leu/μL	0,36 % 1,4 % 9,3 % 8,9 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	1 Negativní 2 10 - 50 leu/μL 12 51 - 250 leu/μL 8 > 250 leu/μL	0,36 % 0,71 % 4,3 % 2,9 %	
	(999) jiný výrobce	>	1 10 - 50 leu/μL 3 51 - 250 leu/μL 1 > 250 leu/μL	0,36 % 1,1 % 0,36 %	
	Celkem za vzorek: n = 280		Úspěšnost: 99 %		
	Celková úspěšnost: 99 %				

**(272) Krev**

A	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	0,31 %
	(9) Bayer	>>>	1 Negativní	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	8 Negativní 1 5 - 12 ery/μL	2,5 % 0,31 %
	(18) Cormay	>>>	1 Negativní	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>>	50 Negativní	15 %
	(49) BioVendor	>>>	4 Negativní	1,2 %
	(60) Roche	>>>	34 Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>>	8 Negativní	2,5 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	1 Negativní	0,31 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
A	(109) Alere / Axis-Shield	1	5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní	0,31 %	
	(150) Arkray	>>>	50 Negativní	15 %	
			1 5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(161) YD Diagnostics		1 Neuvedeno	0,31 %	
			>>>	3 Negativní	0,92 %
	(179) Siemens	>>>	52 Negativní	16 %	
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní	0,62 %	
	(199) Eurolab Lambda	>>>	1 Negativní	0,31 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	15 Negativní	4,6 %	
			2 5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,62 %	
	(202) Dirui	>>>	58 Negativní	18 %	
			1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	23 Negativní	7,1 %	
(999) jiný výrobce	>>>	5 Negativní	1,5 %		
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 98 %			
B	(5) Dialab	>>>	1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(9) Bayer	>>>	1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	9 > 50 ery/ $\mu$ L	2,8 %	
	(18) Cormay	>>>	1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(46) Erba Lachema	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
			>>>	49 > 50 ery/ $\mu$ L	15 %
	(49) BioVendor	>>>	4 > 50 ery/ $\mu$ L	1,2 %	
	(60) Roche	>>>	34 > 50 ery/ $\mu$ L	10 %	
	(63) Sysmex	>>>	8 > 50 ery/ $\mu$ L	2,5 %	
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	2 > 50 ery/ $\mu$ L	0,62 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 > 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(150) Arkray	>	7 13 - 50 ery/ $\mu$ L	2,2 %	
			>>>	44 > 50 ery/ $\mu$ L	14 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 > 50 ery/ $\mu$ L	1,2 %	
	(179) Siemens		1 5 - 12 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
			>	7 13 - 50 ery/ $\mu$ L	2,2 %
			>>>	44 > 50 ery/ $\mu$ L	14 %
	(197) Analyticon	>>>	2 > 50 ery/ $\mu$ L	0,62 %	
	(199) Eurolab Lambda	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
	(201) Iris Diagnostics	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
			>>>	16 > 50 ery/ $\mu$ L	4,9 %
	(202) Dirui		1 Negativní	0,31 %	
			>	7 13 - 50 ery/ $\mu$ L	2,2 %
			>>>	51 > 50 ery/ $\mu$ L	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	1 13 - 50 ery/ $\mu$ L	0,31 %	
			>>>	22 > 50 ery/ $\mu$ L	6,8 %
(999) jiný výrobce	>>>	5 > 50 ery/ $\mu$ L	1,5 %		
Celkem za vzorek: n = 325		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

**(273) pH**

A	(5) Dialab	>	1 6,0	0,31 %	
	(9) Bayer	>>>	1 5,0	0,31 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	9 5,0	2,8 %	
	(18) Cormay	>>>	1 5,0	0,31 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	45 5,0	14 %	
			>	3 6,0	0,93 %
				1 6,5	0,31 %
				1 7,0	0,31 %
	(49) BioVendor	>>>	3 5,0	0,93 %	
			>	1 5,5	0,31 %
	(60) Roche	>>>	33 5,0	10 %	
				1 7,0	0,31 %
	(63) Sysmex	>>>	8 5,0	2,5 %	
	(109) Alere / Axis-Shield	>	2 6,0	0,62 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 5,0	0,31 %	
	(150) Arkray	>>>	47 5,0	15 %	
			>	3 5,5	0,93 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 5,0	1,2 %	
	(179) Siemens	>>>	29 5,0	9,0 %	
			>	19 5,5	5,9 %
			>	3 6,0	0,93 %
	(197) Analyticon	>>>	2 5,0	0,62 %	
	(199) Eurolab Lambda	>>>	1 5,0	0,31 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	16 5,0	5,0 %	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
A	(201) Iris Diagnostics	>	1 6,0	0,31 %	
	(202) Dirui	>>>	51 5,0	16 %	
		>	5 5,5	1,5 %	
		>	2 6,0	0,62 %	
		>	1 7,0	0,31 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	23 5,0	7,1 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	1 5,0	0,31 %	
		>	4 6,0	1,2 %	
	Celkem za vzorek: n = 323		Úspěšnost: 99 %		
	B	(5) Dialab	>>>	1 7,0	0,31 %
(9) Bayer		>>>	1 7,0	0,31 %	
(12) Beckman Coulter		>	9 6,5	2,8 %	
(18) Cormay		>>>	1 7,0	0,31 %	
(46) Erba Lachema			1 5,0	0,31 %	
		>	2 6,5	0,62 %	
		>>>	43 7,0	13 %	
		>	2 7,5	0,62 %	
		>	2 8,0	0,62 %	
(49) BioVendor		>	4 6,5	1,2 %	
(60) Roche		>>>	30 7,0	9,3 %	
		>	4 7,5	1,2 %	
(63) Sysmex		>>>	1 7,0	0,31 %	
		>	7 7,5	2,2 %	
(109) Alere / Axis-Shield		>>>	2 7,0	0,62 %	
(125) DOT Diagnostics		>	1 6,5	0,31 %	
(150) Arkray		>>>	3 7,0	0,93 %	
		>	47 7,5	15 %	
(161) YD Diagnostics		>	4 6,5	1,2 %	
(179) Siemens		>	1 6,5	0,31 %	
		>>>	34 7,0	11 %	
		>	16 7,5	5,0 %	
(197) Analyticon		>	1 6,0	0,31 %	
		>	1 6,5	0,31 %	
(199) Eurolab Lambda		>	1 7,5	0,31 %	
(201) Iris Diagnostics		>	10 6,5	3,1 %	
		>>>	7 7,0	2,2 %	
(202) Dirui			1 5,0	0,31 %	
		>	7 6,0	2,2 %	
		>	2 6,5	0,62 %	
		>>>	46 7,0	14 %	
		>	3 7,5	0,93 %	
(207) 77 Elektronika Kft.		>	4 6,0	1,2 %	
		>	17 6,5	5,3 %	
		>>>	1 7,0	0,31 %	
		>	1 7,5	0,31 %	
(999) jiný výrobce		>	1 6,0	0,31 %	
		>>>	3 7,0	0,93 %	
		>	1 7,5	0,31 %	
Celkem za vzorek: n = 323		Úspěšnost: 99 %			

Celková úspěšnost: 99 %

**(274) Nitrity**

A	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	0,35 %
	(9) Bayer	>>>	2 Negativní	0,70 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	9 Negativní	3,2 %
	(18) Cormay	>>>	1 Negativní	0,35 %
	(46) Erba Lachema	>>>	14 Negativní	4,9 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	33 Negativní	12 %
	(63) Sysmex	>>>	8 Negativní	2,8 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>>	2 Negativní	0,70 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní	0,35 %
	(150) Arkray	>>>	51 Negativní	18 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(179) Siemens	>>>	51 Negativní	18 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní	0,70 %
	(199) Eurolab Lambda	>>>	1 Negativní	0,35 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	17 Negativní	6,0 %
	(202) Dirui	>>>	57 Negativní	20 %
			1 Pozitivní	0,35 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	23 Negativní	8,1 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 285 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(9) Bayer	>>> 2	Pozitivní	0,70 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 9	Pozitivní	3,2 %
	(18) Cormay	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(46) Erba Lachema	>>> 14	Pozitivní	4,9 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche	>>> 33	Pozitivní	12 %
	(63) Sysmex	>>> 8	Pozitivní	2,8 %
	(109) Alere / Axis-Shield	>>> 2	Pozitivní	0,70 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(150) Arkray	>>> 51	Pozitivní	18 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
	(179) Siemens	>>> 51	Pozitivní	18 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Pozitivní	0,70 %
	(199) Eurolab Lambda	>>> 1	Pozitivní	0,35 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 17	Pozitivní	6,0 %
	(202) Dirui	>>> 2	Negativní	0,70 %
		>>> 56	Pozitivní	20 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Pozitivní	8,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Pozitivní	1,8 %
----- Celkem za vzorek: n = 285 ----- Úspěšnost: 99 % -----				

Celková úspěšnost: 99 %

**(275) hCG**

A	(1) Abbott	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(5) Dialab	>>> 4	Negativní	24 %
	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	18 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	5,9 %
	(179) Siemens	>>> 2	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	29 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
B	(1) Abbott	>>> 1	Pozitivní	5,9 %
	(5) Dialab	>>> 4	Pozitivní	24 %
	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	18 %
	(32) Human	>>> 1	Pozitivní	5,9 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	5,9 %
	(179) Siemens	>>> 2	Pozitivní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	5,9 %
		>>> 4	Pozitivní	24 %
----- Celkem za vzorek: n = 17 ----- Úspěšnost: 94 % -----				

Celková úspěšnost: 94 %