

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Krevní skupina: A	37 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Krevní skupina: A	6,4 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Krevní skupina: A	3,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Krevní skupina: A	2,6 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	3	Krevní skupina: A	1,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	38	Krevní skupina: A	24 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	37	Krevní skupina: A	24 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: A	0,64 %	
	Celkem za vzorek: n = 156		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Krevní skupina: 0	37 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Krevní skupina: 0	6,4 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	5	Krevní skupina: 0	3,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Krevní skupina: 0	2,6 %	
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	3	Krevní skupina: 0	1,9 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	38	Krevní skupina: 0	24 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	37	Krevní skupina: 0	24 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Krevní skupina: 0	0,64 %	
	Celkem za vzorek: n = 156		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(703) A podskupina

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	50	A podskupina A1	100 %
	Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	50	Neuvedeno	100 %
	Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(705) Rh D antigen (dárce)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	35	Pozitivní (RhD+)	39 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Pozitivní (RhD+)	11 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	2,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	4,4 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	21	Pozitivní (RhD+)	23 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	17	Pozitivní (RhD+)	19 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	1,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 90		Úspěšnost: 100 %			

E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	35	Negativní (RhD-)	39 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	10	Negativní (RhD-)	11 %	
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	2	Negativní (RhD-)	2,2 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Negativní (RhD-)	4,4 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	21	Negativní (RhD-)	23 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	17	Negativní (RhD-)	19 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Negativní (RhD-)	1,1 %	
	Celkem za vzorek: n = 90		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 100 %

(709) Rh D antigen (příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Pozitivní (RhD+)	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	8	Pozitivní (RhD+)	5,4 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,7 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Pozitivní (RhD+)	2,7 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Pozitivní (RhD+)	1,4 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	34	Pozitivní (RhD+)	23 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	36	Pozitivní (RhD+)	24 %
	(10) Pevná fáze	>>>	1	Pozitivní (RhD+)	0,68 %
	Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %		

E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní (RhD-)	0,68 %
	(1) Zkumavkový test	>>>	58	Negativní (RhD-)	39 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	8	Negativní (RhD-)	5,4 %
	(3) Mikrotit. des. - man.	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,7 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	4	Negativní (RhD-)	2,7 %
	(5) Mikrotit. des. - předk. - man.	>>>	2	Negativní (RhD-)	1,4 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	34	Negativní (RhD-)	23 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	36	Negativní (RhD-)	24 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(10) Pevná fáze	>>> 1	Negativní (RhD-)	0,68 %
Celkem za vzorek: n = 148		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(715) Antigen C

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Pozitivní	29 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Pozitivní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	29 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Negativní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(716) Antigen c

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	29 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Negativní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Pozitivní	29 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Pozitivní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(717) Antigen Cw

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	36 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Negativní	7,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Negativní	13 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Negativní	38 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	36 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Negativní	7,5 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Negativní	13 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 20	Negativní	38 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 53		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(718) Antigen E

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Negativní	29 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Negativní	6,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 2	Negativní	3,0 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 7	Negativní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 31	Negativní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Pozitivní	29 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 4	Pozitivní	6,1 %
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>> 2	Pozitivní	3,0 %

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7 Pozitivní	11 %
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Pozitivní	1,5 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	31 Pozitivní	47 %
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(719) Antigen e

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Pozitivní	29 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	4 Pozitivní	6,1 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2 Pozitivní	3,0 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	7 Pozitivní	11 %	
	(8) Laterální difuze	>>>	1 Pozitivní	1,5 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	31 Pozitivní	47 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Pozitivní	3,0 %	
	Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Pozitivní	29 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	4 Pozitivní	6,1 %
(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.		>>>	2 Pozitivní	3,0 %	
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	7 Pozitivní	11 %	
(8) Laterální difuze		>>>	1 Pozitivní	1,5 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	31 Pozitivní	47 %	
(10) Pevná fáze		>>>	2 Pozitivní	3,0 %	
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(720) Antigen K

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Negativní	27 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	4 Negativní	5,6 %	
	(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2 Negativní	2,8 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	9 Negativní	13 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	35 Negativní	49 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	2 Negativní	2,8 %	
	Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Negativní	27 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	4 Negativní	5,6 %
		(4) Mikrotit. des. - předk. - aut.	>>>	2 Negativní	2,8 %
(7) Sloup. aglut. - automat		>>>	9 Negativní	13 %	
(9) Sloup. aglut. - manuálně		>>>	35 Negativní	49 %	
(10) Pevná fáze		>>>	2 Negativní	2,8 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(721) Antigen k

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	21 Pozitivní	54 %	
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,6 %	
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	3 Pozitivní	7,7 %	
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	13 Pozitivní	33 %	
	(10) Pevná fáze	>>>	1 Pozitivní	2,6 %	
	Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %		
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	21 Pozitivní	54 %
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	1 Pozitivní	2,6 %
		(7) Sloup. aglut. - automat	>>>	3 Pozitivní	7,7 %
		(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	13 Pozitivní	33 %
(10) Pevná fáze		>>>	1 Pozitivní	2,6 %	
Celkem za vzorek: n = 39		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(722) Antigen M

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	23 Pozitivní	62 %		
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2 Pozitivní	5,4 %		
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	12 Pozitivní	32 %		
	Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %			
	E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>>	23 Pozitivní	62 %	
		(2) Mikrotit. des. - aut.	>>>	2 Pozitivní	5,4 %	
		(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>>	12 Pozitivní	32 %	
		Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
		Celková úspěšnost: 100 %				

(723) Antigen N

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>>	19 Negativní	56 %
---------	---------------------	-----	--------------	------

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E1 a S1	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Negativní	41 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 19	Pozitivní	56 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	41 %
Celkem za vzorek: n = 34		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(724) Antigen S

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Negativní	54 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Negativní	38 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 20	Pozitivní	54 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,7 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 14	Pozitivní	38 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	5,4 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(725) Antigen s

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Pozitivní	49 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 15	Pozitivní	43 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	5,7 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 17	Negativní	49 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 15	Negativní	43 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	5,7 %
Celkem za vzorek: n = 35		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(726) Antigen P1

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	79 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	3,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 5	Pozitivní	18 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	79 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	3,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 5	Negativní	18 %
Celkem za vzorek: n = 28		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(727) Antigen Fya

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	42 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	42 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

(728) Antigen Fyb

E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Pozitivní	42 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Pozitivní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Pozitivní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Pozitivní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 16	Negativní	42 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 1	Negativní	2,6 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 19	Negativní	50 %
	(10) Pevná fáze	>>> 2	Negativní	5,3 %
Celkem za vzorek: n = 38		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(729) Antigen Jka				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Pozitivní	57 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 13	Pozitivní	35 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 21	Pozitivní	57 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 13	Pozitivní	35 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(730) Antigen Jkb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Pozitivní	59 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Pozitivní	8,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	32 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 22	Negativní	59 %
	(2) Mikrotit. des. - aut.	>>> 3	Negativní	8,1 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Negativní	32 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(731) Antigen Lua				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 10	Negativní	43 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 13	Negativní	57 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 10	Negativní	43 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 13	Negativní	57 %
	Celkem za vzorek: n = 23	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(732) Antigen Lub				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	3,8 %
		>>> 12	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	46 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 96 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	3,8 %
		>>> 12	Pozitivní	46 %
	(7) Sloup. aglut. - automat	>>> 1	Pozitivní	3,8 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 12	Pozitivní	46 %
	Celkem za vzorek: n = 26	Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				
(733) Antigen Lea				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	>>> 24	Negativní	69 %
		1	Pozitivní	2,9 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Negativní	29 %
	Celkem za vzorek: n = 35	Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Negativní	71 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Negativní	29 %
	Celkem za vzorek: n = 35	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(734) Antigen Leb				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test	1	Negativní	2,9 %
		>>> 24	Pozitivní	69 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Pozitivní	29 %
	Celkem za vzorek: n = 35	Úspěšnost: 97 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test	>>> 25	Pozitivní	71 %
	(9) Sloup. aglut. - manuálně	>>> 10	Pozitivní	29 %
	Celkem za vzorek: n = 35	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(737) Přímý Coombsův test				
E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 7	Negativní	5,6 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 27	Negativní	21 %
	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,79 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní	0,79 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 90	Negativní	71 %
	Celkem za vzorek: n = 126	Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 7	Negativní	5,6 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 27	Negativní	21 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
E2 a S2	(5) Pevná fáze	>>> 1	Negativní	0,79 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní	0,79 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 90	Negativní	71 %
Celkem za vzorek: n = 126		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(741) Screening protilátek (NAT, dárce)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,5 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 22	Pozitivní	27 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(5) Pevná fáze	>>> 10	Pozitivní	12 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 45	Pozitivní	56 %
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	2,5 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 22	Pozitivní	27 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(5) Pevná fáze	>>> 10	Pozitivní	12 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 45	Pozitivní	56 %
Celkem za vzorek: n = 81		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,73 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,73 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 35	Pozitivní	26 %
	(5) Pevná fáze	>>> 6	Pozitivní	4,4 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,73 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 93	Pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 137		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní	0,73 %
	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,73 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 35	Pozitivní	26 %
	(5) Pevná fáze	>>> 6	Pozitivní	4,4 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,73 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 93	Pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 137		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)

E1 a S1	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 33	Pozitivní	29 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	3,5 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,88 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 72	Pozitivní	64 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,88 %
Celkem za vzorek: n = 113		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(1) Zkumavkový test: NAT	>>> 2	Pozitivní	1,8 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 33	Pozitivní	29 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní	3,5 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní	0,88 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 72	Pozitivní	64 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní	0,88 %
Celkem za vzorek: n = 113		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(747) Screening protilátek (enzymový test)

E1 a S1	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 23	Pozitivní	22 %
	(7) Mikrotit. des.: enzym	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 7	Pozitivní	6,8 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 70	Pozitivní	68 %
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
E2 a S2	(2) Zkumavkový test: enzym	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(4) Sloup. aglut.: enzym - automat	>>> 23	Pozitivní	22 %
	(7) Mikrotit. des.: enzym	>>> 1	Pozitivní	0,97 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 7	Pozitivní	6,8 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 70	Pozitivní	68 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Celkem za vzorek: n = 103		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(750) Identifikace protilátek

E1 a S1	(0) Neuvedeno	>>> 43	anti-E; anti-S	98 %
		1	anti-E; anti-S; anti-K	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
E2 a S2	(0) Neuvedeno	>>> 43	anti-D	98 %
		1	anti-D; anti-Cw	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 44		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(752) Titrace prot., Vzorek 1: 1. protilátka

E1 a S1	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 16	3,1 %
		± 1	titr 32	3,1 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 16	3,1 %
		± 3	titr 32	9,4 %
		± 1	titr 64	3,1 %
		± 1	titr 128	3,1 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 8	titr 16	25 %
		± 6	titr 32	19 %
		± 9	titr 64	28 %
		± 1	titr 128	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(753) Titrace prot., Vzorek 1: 2. protilátka

E1 a S1	(0) Neuvedeno	± 1	titr 32	3,1 %
	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 4	3,1 %
	(2) Zkumavka + heterozygotní kr.	± 2	titr 8	6,3 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 1	titr 8	3,1 %
		± 5	titr 16	16 %
		± 2	titr 32	6,3 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 1	titr 4	3,1 %
		± 5	titr 8	16 %
		± 7	titr 16	22 %
		± 5	titr 32	16 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 8	3,1 %
		± 1	titr 16	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(756) Titrace prot., Vzorek 2: 1. protilátka

E2 a S2	(0) Neuvedeno	± 1	titr 128	3,1 %
	(1) Zkumavka + homozygotní kr.	± 1	titr 512	3,1 %
		± 1	titr 128	3,1 %
	(3) Sloupcová agl.+ homozyg. kr.	± 4	titr 256	13 %
		± 2	titr 512	6,3 %
		± 1	titr 32	3,1 %
		± 1	titr 64	3,1 %
		± 3	titr 128	9,4 %
	(4) Sloupcová agl.+ heterozyg. kr.	± 5	titr 256	16 %
		± 1	titr 512	3,1 %
		± 4	titr 64	13 %
		± 7	titr 128	22 %
	(99) Jiný princip měření	± 1	titr 128	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 32		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Sada 3**(760) Zkouška kompatibility**

S1	Všechny výsledky	>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	Všechny výsledky	>>> 124	Zkouška kompatibility provedena úspěšně	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(761) Zkouška kompatibility (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 21	Negativní zkouška	17 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Negativní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 95	Negativní zkouška	77 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		

Cyklus EHK: IH4/20 - Imunohematologie

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 21	Pozitivní zkouška	17 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 95	Pozitivní zkouška	77 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(762) Podat transfuzní přípravek (segment K1)

S1	(0) Neuvedeno	± 1	Nelze podat, riziko hemolýzy	0,81 %
		± 73	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	59 %
		± 27	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	22 %
		± 23	Lze podat	19 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 124	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(764) Zkouška kompatibility (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 21	Pozitivní zkouška	17 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Pozitivní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 95	Pozitivní zkouška	77 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Pozitivní zkouška	0,81 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		
S2	(0) Neuvedeno	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(3) Sloup. agl.: NAT - automat	>>> 21	Negativní zkouška	17 %
	(5) Pevná fáze	>>> 4	Negativní zkouška	3,2 %
	(6) Mikrotit. des.: NAT	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(8) Sloup. agl.: NAT - manuálně	>>> 95	Negativní zkouška	77 %
	(9) Sloup. aglut.: enzym - manuál	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
	(99) Jiný princip měření	>>> 1	Negativní zkouška	0,81 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(765) Podat transfuzní přípravek (segment K2)

S1	(0) Neuvedeno	± 124	Nelze podat, riziko hemolýzy	100 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
S2	(0) Neuvedeno	± 2	Nelze podat, riziko hemolýzy	1,6 %
		± 68	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí	55 %
		± 4	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky	3,2 %
		± 50	Lze podat	40 %
Celkem za vzorek: n = 124		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		