

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(601) A1 exprese HER-2/neu				
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
		> 3	Negativní (1+)	6,5 %
		1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 3	Negativní (0)	6,5 %
		> 9	Negativní (1+)	20 %
		1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 23	Negativní (0)	50 %
		> 1	Negativní (1+)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní (0)	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 96 %				
Celková úspěšnost: 96 %				

(602) A2 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Silně pozitivní (3+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Silně pozitivní (3+)	28 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	> 1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
		>>> 23	Silně pozitivní (3+)	50 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Silně pozitivní (3+)	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(603) A3 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	± 1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	± 2	Negativní (0)	4,3 %
		± 2	Negativní (1+)	4,3 %
		± 1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	± 1	Negativní (0)	2,2 %
		± 5	Negativní (1+)	11 %
		± 7	Slabě pozitivní (2+)	15 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	± 7	Negativní (0)	15 %
		± 13	Negativní (1+)	28 %
		± 4	Slabě pozitivní (2+)	8,7 %
	(999) jiný výrobce	± 1	Negativní (1+)	2,2 %
		± 2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit				

(606) B1 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>> 2	Negativní (0)	4,3 %
		> 3	Negativní (1+)	6,5 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 10	Negativní (0)	22 %
		> 3	Negativní (1+)	6,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Negativní (0)	52 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (0)	4,3 %
		> 1	Negativní (1+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 100 %				
Celková úspěšnost: 100 %				

(607) B2 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	± 1	Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	± 1	Negativní (1+)	2,2 %
		± 4	Slabě pozitivní (2+)	8,7 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	± 3	Negativní (1+)	6,5 %
		± 10	Slabě pozitivní (2+)	22 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	± 1	Negativní (0)	2,2 %
		± 12	Negativní (1+)	26 %
		± 11	Slabě pozitivní (2+)	24 %
	(999) jiný výrobce	± 1	Negativní (1+)	2,2 %
		± 2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit				

(608) B3 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Negativní (0)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 10	Negativní (0)	22 %
		> 3	Negativní (1+)	6,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sklo	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	20 Negativní (0)	43 %
		>	4 Negativní (1+)	8,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní (0)	4,3 %
		>	1 Negativní (1+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(611) C1 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>>	5 Slabě pozitivní (2+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		1 Negativní (1+)	2,2 %
		>>>	12 Slabě pozitivní (2+)	26 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu		1 Negativní (0)	2,2 %
		>>>	23 Slabě pozitivní (2+)	50 %
	(999) jiný výrobce		1 Negativní (1+)	2,2 %
		>>>	2 Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 93 %	
Celková úspěšnost: 93 %				

(612) C2 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	±	1 Negativní (1+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	±	1 Negativní (1+)	2,2 %
		±	4 Slabě pozitivní (2+)	8,7 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	±	1 Negativní (0)	2,2 %
		±	1 Negativní (1+)	2,2 %
		±	11 Slabě pozitivní (2+)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	±	2 Negativní (0)	4,3 %
		±	20 Negativní (1+)	43 %
		±	2 Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
	(999) jiný výrobce	±	2 Negativní (1+)	4,3 %
		±	1 Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(613) C3 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden		1 Negativní (1+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>>	5 Slabě pozitivní (2+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein		2 Negativní (1+)	4,3 %
		>>>	11 Slabě pozitivní (2+)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu		1 Negativní (0)	2,2 %
			7 Negativní (1+)	15 %
		>>>	16 Slabě pozitivní (2+)	35 %
	(999) jiný výrobce		1 Negativní (0)	2,2 %
		>>>	2 Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 74 %	
Celková úspěšnost: 74 %				

(616) D1 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Silně pozitivní (3+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>>	5 Silně pozitivní (3+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	13 Silně pozitivní (3+)	28 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24 Silně pozitivní (3+)	52 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Silně pozitivní (3+)	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				

(617) D2 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní (0)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>>	2 Negativní (0)	4,3 %
		>	2 Negativní (1+)	4,3 %
			1 Slabě pozitivní (2+)	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	7 Negativní (0)	15 %
		>	6 Negativní (1+)	13 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>>	24 Negativní (0)	52 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní (0)	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46			Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				

(618) D3 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>>	1 Negativní (0)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>>	4 Negativní (0)	8,7 %
		>	1 Negativní (1+)	2,2 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>>	12 Negativní (0)	26 %
		>	1 Negativní (1+)	2,2 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
Sklo	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Negativní (0)	52 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní (0)	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(621) E1 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	± 1	Negativní (1+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	± 5	Slabě pozitivní (2+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	± 2	Negativní (1+)	4,3 %
		± 11	Slabě pozitivní (2+)	24 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	± 1	Negativní (0)	2,2 %
		± 9	Negativní (1+)	20 %
		± 14	Slabě pozitivní (2+)	30 %
	(999) jiný výrobce	± 1	Negativní (0)	2,2 %
		± 2	Slabě pozitivní (2+)	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(622) E2 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Negativní (0)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>> 2	Negativní (0)	4,3 %
		> 3	Negativní (1+)	6,5 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 10	Negativní (0)	22 %
		> 3	Negativní (1+)	6,5 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 23	Negativní (0)	50 %
		> 1	Negativní (1+)	2,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní (0)	4,3 %
		> 1	Negativní (1+)	2,2 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(623) E3 exprese HER-2/neu

Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 1	Silně pozitivní (3+)	2,2 %
	(802) Dako HercepTest	>>> 5	Silně pozitivní (3+)	11 %
	(803) Dako c-erbB-2 Onkoprotein	>>> 13	Silně pozitivní (3+)	28 %
	(804) Ventana PATHWAY anti-HER-2/neu	>>> 24	Silně pozitivní (3+)	52 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Silně pozitivní (3+)	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 100 %

(651) A1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	2	0 bodů	4,3 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 43	15 bodů	93 %

Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 96 %

Celková úspěšnost: 96 %

(652) A2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		> 10	12 bodů	22 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 3	14 bodů	6,5 %
		>>> 31	15 bodů	67 %

Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 98 %

Celková úspěšnost: 98 %

(656) B1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		>>> 45	15 bodů	98 %

Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 98 %

Celková úspěšnost: 98 %

(658) B3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	2	0 bodů	4,3 %
		> 1	12 bodů	2,2 %
		>>> 1	13 bodů	2,2 %
		>>> 42	15 bodů	91 %

Celkem za vzorek: n = 46 Úspěšnost: 96 %

Celková úspěšnost: 96 %

(661) C1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	4	0 bodů	8,7 %
		> 9	9 bodů	20 %
		> 1	11 bodů	2,2 %
		> 1	12 bodů	2,2 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Sklo	(0) výrobce neuveden	>>> 31	15 bodů	67 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

(663) C3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	5	0 bodů	11 %
		>	15 9 bodů	33 %
		>	2 11 bodů	4,3 %
		>>>	24 15 bodů	52 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				

(666) D1 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		>	6 12 bodů	13 %
		>>>	39 15 bodů	85 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(667) D2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		>>>	45 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(668) D3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		>>>	45 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(672) E2 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		>>>	45 15 bodů	98 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(673) E3 barvení vzorku

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		>	1 12 bodů	2,2 %
		>>>	44 15 bodů	96 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(681) VKK

Sklo	(0) výrobce neuveden	1	0 bodů	2,2 %
		7	3 body	15 %
		>	11 6 bodů	24 %
		>	1 7 bodů	2,2 %
		>>>	1 8 bodů	2,2 %
		>>>	25 9 bodů	54 %
Celkem za vzorek: n = 46		Úspěšnost: 83 %		
Celková úspěšnost: 83 %				