

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Návaznost															
		RoM	SD	CV [%]	N _{Tot}	N _{Out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(1) Sodný kation					207																207	204	99%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek A		156	2,8	1,8	207									CRV	155,8	2,4	5%	148	164	207	205	99%	
(2) ISE s ředěním		156	2,7	1,8	188	0															188		
(3) ISE bez ředění		156	3,2	2,1	16	0															16		
Ostatní					3	0															3		
														1x 1, 2x 99									
Vzorek B		133	2,1	1,6	207									CRV	132,5	2,0	5%	125	140	207	205	99%	
(2) ISE s ředěním		133	2,0	1,5	188	0															188		
(3) ISE bez ředění		134	3,5	2,6	16	0															16		
Ostatní					3	0															3		
														1x 1, 2x 99									
(2) Draselný kation					207																207	195	94%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek A		2,84	0,06	2,4	207									CRV	2,753	0,044	7%	2,56	2,95	207	195	94%	
(2) ISE s ředěním		2,84	0,06	2,3	189	0															189		
(3) ISE bez ředění		2,84	0,08	2,9	16	0															16		
Ostatní					2	0															2		
														2x 99									
Vzorek B		5,80	0,11	2,0	207									CRV	5,764	0,086	7%	5,36	6,17	207	206	100%	
(2) ISE s ředěním		5,79	0,11	1,9	189	0															189		
(3) ISE bez ředění		5,85	0,13	2,3	16	0															16		
Ostatní					2	0															2		
														2x 99									
(3) Chloridový anion					207						207	199	96%								0		
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek A		140	2,7	1,9	207	CVP	140	0,46	7%	130	150	207	201	97%							0		
(3) ISE s ředěním		140	2,6	1,9	187	0															187		
(4) ISE bez ředění		139	3,7	2,7	16	0															16		
Ostatní					4	0															4		
														3x 2, 1x 99									
Vzorek B		114	2,7	2,4	207	CVP	114	0,47	7%	106	122	207	203	98%							0		
(3) ISE s ředěním		114	2,7	2,4	187	0															187		
(4) ISE bez ředění		115	2,8	2,4	16	0															16		
Ostatní					4	0															4		
														3x 2, 1x 99									
(4) Vápník celkový					194																194	188	97%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek A		1,98	0,05	2,8	194									CRV	1,941	0,029	8%	1,78	2,1	194	189	97%	
(2) Fotomet. s o-kresolftalexonem		1,97	0,06	3,2	22	0															22		
(3) Fotomet. s arsenazo III		1,99	0,06	3,5	105	0															105		

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																	
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}		
(4) Vápník celkový					194							0									194	188	97%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																							
Vzorek A		1,98	0,05	2,8	194							0	CRV	1,941	0,029	8%	1,78	2,1		194	189	97%		
(4) Fotomet. s NM-BAPTA		1,97	0,03	1,9	63	0															63			
Ostatní					4	0																4		
Vzorek B		2,78	0,06	2,4	194							0	4x6 CRV	2,737	0,042	8%	2,51	2,96		194	193	99%		
(2) Fotomet. s o-kresolftalexonem		2,78	0,08	3,0	22	0															22			
(3) Fotomet. s arsenazo III		2,79	0,07	2,7	105	0															105			
(4) Fotomet. s NM-BAPTA		2,78	0,05	1,8	63	0															63			
Ostatní					4	0																4		
(5) Fosfáty anorganické					188							188	183	97%								0		
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																							
Vzorek A		0,933	0,03	3,5	188	CVP	0,933	0,0059	10%	0,839	1,03	188	185	98%								0		
(1) UV-molybdátová metoda		0,932	0,03	3,5	182	0						182										0		
Ostatní					6	0						6										6		
Vzorek B		1,34	0,03	2,9	188	1x0,4x2,1x3 CVP	1,34	0,0069	10%	1,2	1,48	188	185	98%								0		
(1) UV-molybdátová metoda		1,34	0,03	2,8	182	0						182										0		
Ostatní					6	0						6										6		
(6) Železo celkové					176							176	173	98%								0		
Vzorky a skupiny	[μmol/L]																							
Vzorek A		32,6	0,96	2,9	176	CVP	32,6	0,18	15%	27,7	37,5	176	173	98%								0		
(2) Metoda s ferrozinem/ferenem		32,7	0,98	3,0	135	0						135										0		
(4) Metoda s TPTZ		32,3	0,78	2,4	41	0						41										0		
Vzorek B		42,5	1,0	2,5	176	CVP	42,5	0,19	15%	36,1	48,9	176	175	99%								0		
(2) Metoda s ferrozinem/ferenem		42,5	1,1	2,5	135	0						135										0		
(4) Metoda s TPTZ		42,4	0,98	2,3	41	0						41										0		
(7) Hořčík celkový					184							0										184	180	98%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																							
Vzorek A		0,977	0,02	3,0	184							0	CRV	0,959	0,015	15%	0,815	1,11		184	183	99%		
(2) Fotometrie		0,979	0,02	2,9	156	0																156		
(4) UV enzymová metoda		0,970	0,03	3,6	28	0																28		
Vzorek B		1,60	0,04	2,8	184							0	CRV	1,574	0,025	15%	1,33	1,82		184	181	98%		
(2) Fotometrie		1,60	0,04	2,7	156	0																156		
(4) UV enzymová metoda		1,62	0,05	3,6	28	0																28		
(8) Lithium					25							0										25	24	96%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																							
Vzorek A		1,29	0,05	4,4	25							0	CRV	1,309	0,020	12%	1,15	1,47		25	25	100%		
(1) Plamenová emis. fot.		1,29	0,04	3,4	5	0																5		
(3) ISE		1,30	0,03	2,3	7	0																7		
(4) Fotometrie		1,28	0,06	4,9	12	0																12		
Ostatní					1	0																1		
Vzorek B		1,21	0,05	4,5	25							0	1x2 CRV	1,244	0,019	12%	1,09	1,4		25	24	96%		

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(8) Lithium					25							0									25	24	96%
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek B		1,21	0,05	4,5	25							0	CRV	1,244	0,019	12%	1,09	1,4		25	24	96%	
(1) Plamenová emis. fot.		1,19	0,05	4,4	5	0															5		
(3) ISE		1,23	0,03	2,4	7	0															7		
(4) Fotometrie		1,21	0,06	4,9	12	1															12		
Ostatní					1	0															1		
													1x2										
(9) Celková bílkovina					198							0									198	196	99%
Vzorky a skupiny	[g/L]																						
Vzorek A		59,6	1,6	2,6	198							0	CRV	59,44	0,70	9%	54	64,8		198	196	99%	
(1) Biuret		59,6	1,6	2,6	198	0															198		
Vzorek B		85,3	2,2	2,6	198							0	CRV	86,11	1,0	9%	78,3	93,9		198	198	100%	
(1) Biuret		85,3	2,2	2,6	198	0															198		
(10) Albumin					196							196	193	98%							0		
Vzorky a skupiny	[g/L]																						
Vzorek A		39,0	1,4	3,5	196	CVP	39	0,24	10%	35,1	42,9	196	193	98%							0		
(1) BCG		39,1	1,3	3,4	179	0						179											
(2) BCP		38,5	1,3	3,3	16	0						16											
Ostatní					1	0						1											
Vzorek B		54,4	1,6	3,0	196	1x0 CVP	54,4	0,28	10%	48,9	59,9	196	194	99%							0		
(1) BCG		54,4	1,6	3,0	179	0						179											
(2) BCP		54,7	1,8	3,2	16	0						16											
Ostatní					1	1						1											
													1x0										
(11) Osmolalita					78							78	71	91%							0		
Vzorky a skupiny	[mmol/kg]																						
Vzorek A		337	5,7	1,7	78	CVP	337	1,6	5%	320	354	78	73	94%							0		
(1) Osmometr		337	5,7	1,7	78	0						78											
Vzorek B		299	7,5	2,5	78	CVP	299	2,1	5%	284	314	78	74	95%							0		
(1) Osmometr		299	7,5	2,5	78	0						78											
(12) Laktát					93							93	93	100%							0		
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek A		3,94	0,15	3,9	93	CVP	3,94	0,039	15%	3,34	4,54	93	93	100%							0		
(1) UV enzymová metoda		3,96	0,17	4,2	35	0						35											
(2) Enzymové elektrody		4,04	0,40	9,9	8	0						8											
(3) Fotometrická enzymová metoda		3,92	0,14	3,5	50	0						50											
Vzorek B		2,96	0,11	3,7	93	CVP	2,96	0,028	15%	2,51	3,41	93	93	100%							0		
(1) UV enzymová metoda		2,96	0,11	3,8	35	0						35											
(2) Enzymové elektrody		3,04	0,42	14	8	0						8											
(3) Fotometrická enzymová metoda		2,94	0,09	3,1	50	0						50											
(13) Bilirubin celkový					209							0									209	203	97%
Vzorky a skupiny	[μmol/L]																						
Vzorek A		32,4	2,8	8,5	209							0	CRV	30,8	1,0	21%	24,3	37,3		209	204	98%	

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(13) Bilirubin celkový	[μmol/L]				209							0									209	203	97%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		32,4	2,8	8,5	209							0		CRV	30,8	1,0	21%	24,3	37,3	209	204	98%	
(1) Jendrassik-Gróf		32,9	2,4	7,3	27	0															27		
(2) DCA, DPD		32,0	2,7	8,5	162	0															162		
(4) Oxidačně-redukční metody		34,5	1,8	5,1	20	0															20		
Vzorek B		32,9	2,8	8,5	209							0		CRV	32	0,80	21%	25,2	38,8	209	205	98%	
(1) Jendrassik-Gróf		33,4	3,0	8,9	27	0															27		
(2) DCA, DPD		32,6	2,8	8,4	162	0															162		
(4) Oxidačně-redukční metody		34,9	1,9	5,5	20	0															20		
(15) Cholesterol	[mmol/L]				197							7	7	100%							190	186	98%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		3,37	0,13	4,0	197							7	7	100%							190	187	98%
(1) Enzymová metoda CHOD-PAP		3,38	0,13	3,8	189	0								CRV	3,447	0,034	9%	3,13	3,76	189			
(1) Enzymová metoda CHOD-PAP; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		2,84	0,19	6,5	7	0	CVPG	2,84	0,18	7,5%	2,62	3,06	7										
Ostatní					1	0																	1
Vzorek B		5,07	0,22	4,4	197							7	7	100%							190	188	99%
(1) Enzymová metoda CHOD-PAP		5,08	0,21	4,2	189	0								CRV	5,129	0,051	9%	4,66	5,6	189			
(1) Enzymová metoda CHOD-PAP; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		4,66	0,22	4,6	7	0	CVPG	4,66	0,21	7,5%	4,31	5,01	7										
Ostatní					1	0																	1
(16) Glukóza	[mmol/L]				211							0									211	209	99%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		6,58	0,18	2,7	211							0		CRV	6,53	0,065	8%	6	7,06	211	211	100%	
(1) GOD fotometricky		6,64	0,15	2,2	39	0															39		
(2) GOD elektrochemicky		6,61	0,05	0,79	5	0															5		
(3) Metoda s hexokinázou		6,57	0,19	2,9	167	0															167		
Vzorek B		5,37	0,16	3,0	211							0		CRV	5,467	0,055	8%	5,02	5,91	211	209	99%	
(1) GOD fotometricky		5,47	0,16	2,8	39	0															39		
(2) GOD elektrochemicky		5,39	0,02	0,41	5	0															5		
(3) Metoda s hexokinázou		5,35	0,16	2,9	167	0															167		
(17) Kyselina močová	[μmol/L]				205							0									205	205	100%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		418	14	3,4	205							0		CRV	415,2	4,2	12%	365	466	205	205	100%	
(2) Enzymová fotom. met.		418	14	3,4	205	0															205		
Vzorek B		612	17	2,8	205							0		CRV	612	6,1	12%	538	686	205	205	100%	
(2) Enzymová fotom. met.		612	17	2,8	205	0															205		
(18) Močovina	[mmol/L]				209							0									209	208	100%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		19,0	0,71	3,8	209							0		CRV	19,4	0,19	15%	16,4	22,4	209	209	100%	
(1) UV enzymová m. (GMD)		19,0	0,72	3,8	204	0															204		
Ostatní					5	0																	5
Vzorek B		15,0	0,52	3,5	209							0		4x 5, 1x 99 CRV	15,3	0,15	15%	13	17,6	209	208	100%	

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(18) Močovina	[mmol/L]				209							0									209	208	100%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek B		15,0	0,52	3,5	209							0	CRV	15,3	0,15	15%	13	17,6		209	208	100%	
(1) UV enzymová m. (GMD)		14,9	0,53	3,5	204	0														204			
Ostatní					5	0															5		
													4x 5, 1x 99										
(19) Kreatinin	[μmol/L]				212							0									212	198	93%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		165	5,8	3,5	212							0	CRV	164,8	1,6	13%	143	187		212	212	100%	
(1) Jaffé		166	6,4	3,8	95	0														95			
(3) Enzymové stanovení		165	5,2	3,2	117	0														117			
Vzorek B		150	9,0	6,0	212							0	CRV	146,6	1,7	13%	127	166		212	198	93%	
(1) Jaffé		156	10	6,4	95	0														95			
(3) Enzymové stanovení		146	5,4	3,7	117	0														117			
(20) Triacylglyceroly	[mmol/L]				195							0									195	193	99%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		1,41	0,05	3,7	195							0	CRV	1,369	0,016	15%	1,16	1,58		195	195	100%	
(1) Fotometrické enzymové stan. (GPO-PAP)		1,41	0,05	3,7	192	0														192			
Ostatní					3	0															3		
Vzorek B		1,33	0,04	3,7	195							0	CRV	1,318	0,013	15%	1,12	1,52		195	193	99%	
(1) Fotometrické enzymové stan. (GPO-PAP)		1,33	0,04	3,7	192	0														192			
Ostatní					3	0															3		
													3x 2										
(21) ALP	[μkat/L]				203							0									203	203	100%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		4,36	0,39	9,0	203							0	CRV	4,568	0,10	28%	3,28	5,85		203	203	100%	
(3) IFCC metoda		4,36	0,40	9,1	202	0														202			
Ostatní					1	0															1		
Vzorek B		2,62	0,19	7,1	203							0	CRV	2,731	,0080	28%	1,96	3,5		203	203	100%	
(3) IFCC metoda		2,61	0,19	7,1	202	0														202			
Ostatní					1	0															1		
														1x 1									
(22) alfa-amyláza	[μkat/L]				200							6	6	100%							194	189	97%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		8,15	0,51	6,2	200							6	6	100%							194	189	97%
(1) IFCC metoda		8,12	0,48	5,9	194	0														194			
(1) IFCC metoda; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		10,1	0,23	2,3	6	0	CVPG	10,1	0,32	9%	9,19	11,1	6							6			
Vzorek B		8,28	0,50	6,0	200							6	6	100%							194	190	98%
(1) IFCC metoda		8,25	0,48	5,8	194	0														194			
(1) IFCC metoda; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		9,92	0,16	1,6	6	0	CVPG	9,92	0,22	9%	9,02	10,9	6							6			

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										Návaznost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}		
(29) Lipáza	[µkat/L]				118							108	104	96%									0	
Vzorky a skupiny																								
Vzorek A		0,972	0,11	11	118						108	105	97%										0	
(0) Neuvedeno; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		3,55	0,01	0,42	5	0	CVPG	3,55	0,042	24%	2,69	4,41		5										
(0) Neuvedeno; (162) Siemens (Atellica)		1,05	0,07	7,1	8	0	CVPG	1,05	0,056	24%	0,798	1,31		8										
(0) Neuvedeno; (179) Siemens		1,07	0,03	3,5	7	0	CVPG	1,07	0,036	24%	0,813	1,33		7										
Ostatní					10	0								0										
								3x 0/12, 2x 0/49, 1x 0/116, 1x 0/177, 3x 0/178																
Vzorek B		1,80	0,18	9,9	118						108	105	97%										0	
(0) Neuvedeno; (1) Abbott		1,78	0,08	4,6	11	0	CVPG	1,78	0,060	24%	1,35	2,21		11										
(0) Neuvedeno; (46) Erba Lachema		1,52	0,18	12	5	0	CVPG	1,52	0,50	24%	1,15	1,89		5										
(0) Neuvedeno; (58) Beckman Coulter (AU)		1,86	0,07	4,2	28	0	CVPG	1,86	0,037	24%	1,41	2,31		28										
(0) Neuvedeno; (60) Roche		1,72	0,07	4,2	44	0	CVPG	1,72	0,027	24%	1,3	2,14		44										
(0) Neuvedeno; (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		6,86	0,42	6,1	5	0	CVPG	6,86	1,2	24%	5,21	8,51		5										
(0) Neuvedeno; (162) Siemens (Atellica)		2,03	0,08	4,4	8	0	CVPG	2,03	0,068	24%	1,54	2,52		8										
(0) Neuvedeno; (179) Siemens		2,06	0,08	4,3	7	0	CVPG	2,06	0,086	24%	1,56	2,56		7										
Ostatní					10	0								0										
								3x 0/12, 2x 0/49, 1x 0/116, 1x 0/177, 3x 0/178																
(30) Cholinesteráza	[µkat/L]				73						70	67	96%										0	
Vzorky a skupiny																								
Vzorek A		121	5,3	4,4	73						70	67	96%										0	
(1) Stand. metoda		121	4,8	4,0	70	0	CVP	121	1,4	12%	106	136		70										
Ostatní					3	0								0										
								3x 1/162																
Vzorek B		171	7,9	4,6	73						70	67	96%										0	
(1) Stand. metoda		170	7,2	4,2	70	0	CVP	170	2,1	12%	149	191		70										
Ostatní					3	0								0										
								3x 1/162																
(31) Albumin (elfo)	[-]				60						60	57	95%										0	
Vzorky a skupiny																								
Vzorek A		0,645	0,03	5,9	60		CVP	0,645	0,012	15%	0,548	0,742		60	60	100%							0	
(0) Neuvedeno		0,645	0,03	5,9	60	0								60										
Vzorek B		0,634	0,05	8,2	60		CVP	0,634	0,016	15%	0,538	0,73		60	57	95%							0	
(0) Neuvedeno		0,634	0,05	8,2	60	0								60										
(32) gama-globulin (elfo)	[-]				60						60	55	92%										0	
Vzorky a skupiny																								
Vzorek A		0,123	0,01	12	60		CVP	0,123	0,0045	30%	0,086	0,16		60	58	97%							0	
(0) Neuvedeno		0,123	0,01	12	60	0								60										
Vzorek B		0,124	0,01	13	60		CVP	0,124	0,0049	30%	0,086	0,162		60	56	93%							0	
(0) Neuvedeno		0,124	0,01	13	60	0								60										
(35) alfa-amyláza pankreatická	[µkat/L]				78						78	78	100%										0	
Vzorky a skupiny																								
Vzorek A		7,24	0,29	4,0	78		CVP	7,24	0,080	18%	5,93	8,55		78	78	100%							0	

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: princip měření)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AKS1/21 - Analyty krevního séra

Stop termín: 29.01.2021

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(35) alfa-amyláza pankreatická					78							78	78	100%									0
Vzorky a skupiny	[μkat/L]																						
Vzorek A		7,24	0,29	4,0	78	CVP	7,24	0,080	18%	5,93	8,55	78	78	100%									0
(1) S kalibrací IFCC		7,24	0,29	4,0	78	0						78											
Vzorek B		7,21	0,28	3,9	78	CVP	7,21	0,078	18%	5,91	8,51	78	78	100%									0
(1) S kalibrací IFCC		7,21	0,28	3,9	78	0						78											
(36) Vápník ionizovaný					38							38	36	95%									0
Vzorky a skupiny	[mmol/L]																						
Vzorek A		1,32	0,04	3,7	38	CVP	1,32	0,019	10%	1,18	1,46	38	36	95%									0
(2) ISE bez ředění		1,32	0,04	3,6	35	0						35											
Ostatní					3	0						3											
Vzorek B		1,68	0,04	2,4	38	CVP	1,68	0,016	10%	1,51	1,85	38	37	97%									0
(2) ISE bez ředění		1,68	0,03	2,2	35	0						35											
Ostatní					3	0						3											

st_kn_np

Konec sestavy

Vytiskeno: 04.02.2021