

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	(5) Dialab	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
	(9) Bayer	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
		>>> 4	11,1 - 28 mmol/L	1,3 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,98 %
	(18) Cormay	> 1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
		>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(46) Erba Lachema	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
		>>> 13	11,1 - 28 mmol/L	4,3 %
		>>> 29	> 28 mmol/L	9,5 %
	(49) BioVendor	>>> 3	> 28 mmol/L	0,98 %
	(60) Roche	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
		>>> 31	> 28 mmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,66 %
		>>> 4	> 28 mmol/L	1,3 %
	(109) Axis-Shield	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 25	11,1 - 28 mmol/L	8,2 %
		>>> 23	> 28 mmol/L	7,5 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
		>>> 3	> 28 mmol/L	0,98 %
	(179) Siemens	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/L	1,3 %
		>>> 26	11,1 - 28 mmol/L	8,5 %
		>>> 17	> 28 mmol/L	5,6 %
	(197) Analyticon	>>> 2	> 28 mmol/L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	> 2	2,81 - 11 mmol/L	0,66 %
		>>> 8	11,1 - 28 mmol/L	2,6 %
		>>> 6	> 28 mmol/L	2,0 %
	(202) Dirui	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
		> 3	2,81 - 11 mmol/L	0,98 %
		>>> 48	11,1 - 28 mmol/L	16 %
		>>> 11	> 28 mmol/L	3,6 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
		>>> 21	> 28 mmol/L	6,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	11,1 - 28 mmol/L	0,66 %
		>>> 1	> 28 mmol/L	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 8	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,6 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,66 %
		1	2,81 - 11 mmol/L	0,33 %
	(46) Erba Lachema	>>> 42	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	14 %
		1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,98 %
	(60) Roche	>>> 32	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	10 %
	(63) Sysmex	>>> 6	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	2,0 %
	(109) Axis-Shield	1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 48	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	1,3 %
	(179) Siemens	>>> 47	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	15 %
		1	> 28 mmol/L	0,33 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 16	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	5,2 %
	(202) Dirui	>>> 62	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	20 %
		1	11,1 - 28 mmol/L	0,33 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	7,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(263) Ketony				
A	(5) Dialab	> 1	1+, 2+	0,33 %

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina					
A	(9) Bayer	>>>	1	3+, 4+	0,33 %	
	(12) Beckman Coulter	>	1	1+, 2+	0,33 %	
		>>>	7	3+, 4+	2,3 %	
	(18) Cormay	>>>	3	3+, 4+	0,98 %	
	(46) Erba Lachema		1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %	
		>	27	1+, 2+	8,8 %	
		>>>	16	3+, 4+	5,2 %	
	(49) BioVendor	>	2	1+, 2+	0,65 %	
		>>>	1	3+, 4+	0,33 %	
	(60) Roche	>	3	1+, 2+	0,98 %	
		>>>	28	3+, 4+	9,2 %	
	(63) Sysmex	>	6	1+, 2+	2,0 %	
	(109) Axis-Shield		1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	3+, 4+	0,33 %	
	(150) Arkray	>>>	48	3+, 4+	16 %	
	(161) YD Diagnostics	>	2	1+, 2+	0,65 %	
		>>>	2	3+, 4+	0,65 %	
	(162) Siemens (Atellica)	>	1	1+, 2+	0,33 %	
	(179) Siemens		2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,65 %	
		>	28	1+, 2+	9,2 %	
		>>>	18	3+, 4+	5,9 %	
	(197) Analyticon	>	2	1+, 2+	0,65 %	
	(201) Iris Diagnostics	>	5	1+, 2+	1,6 %	
		>>>	11	3+, 4+	3,6 %	
	(202) Dirui		1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %	
		>	20	1+, 2+	6,5 %	
		>>>	42	3+, 4+	14 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	14	1+, 2+	4,6 %	
		>>>	8	3+, 4+	2,6 %	
	(999) jiný výrobce	>	2	1+, 2+	0,65 %	
		>>>	1	3+, 4+	0,33 %	
	Celkem za vzorek: n = 306		Úspěšnost: 98 %			
	B	(5) Dialab	>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %
(9) Bayer		>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %	
(12) Beckman Coulter		>>>	8	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,6 %	
(18) Cormay		>>>	2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,65 %	
			1	1+, 2+	0,33 %	
(46) Erba Lachema		>>>	43	Negativní, <= 0,5 mmol/L	14 %	
			1	1+, 2+	0,33 %	
(49) BioVendor		>>>	3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,98 %	
(60) Roche		>>>	31	Negativní, <= 0,5 mmol/L	10 %	
(63) Sysmex		>>>	6	Negativní, <= 0,5 mmol/L	2,0 %	
(109) Axis-Shield			1	1+, 2+	0,33 %	
(125) DOT Diagnostics		>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %	
(150) Arkray		>>>	48	Negativní, <= 0,5 mmol/L	16 %	
(161) YD Diagnostics		>>>	4	Negativní, <= 0,5 mmol/L	1,3 %	
(162) Siemens (Atellica)		>>>	1	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,33 %	
(179) Siemens		>>>	47	Negativní, <= 0,5 mmol/L	15 %	
			1	3+, 4+	0,33 %	
(197) Analyticon		>>>	2	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,65 %	
(201) Iris Diagnostics		>>>	16	Negativní, <= 0,5 mmol/L	5,2 %	
(202) Dirui		>>>	62	Negativní, <= 0,5 mmol/L	20 %	
		1	1+, 2+	0,33 %		
(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22	Negativní, <= 0,5 mmol/L	7,2 %		
(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní, <= 0,5 mmol/L	0,98 %		
Celkem za vzorek: n = 306		Úspěšnost: 98 %				
Celková úspěšnost: 98 %						

(264) Celková bílkovina

A	(5) Dialab	>>>	1	> 2,5 g/L	0,33 %
	(9) Bayer	>>>	1	> 2,5 g/L	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>	4	0,51 - 2,5 g/L	1,3 %
		>>>	4	> 2,5 g/L	1,3 %
	(18) Cormay	>>>	3	> 2,5 g/L	0,98 %
	(46) Erba Lachema		1	Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
		>	14	0,51 - 2,5 g/L	4,6 %
		>>>	29	> 2,5 g/L	9,5 %
	(49) BioVendor		1	0,3 - 0,5 g/L	0,33 %
		>	2	0,51 - 2,5 g/L	0,66 %
	(60) Roche	>	1	0,51 - 2,5 g/L	0,33 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A	(60) Roche	>>>	30 > 2,5 g/L	9,8 %
	(63) Sysmex	>	2 0,51 - 2,5 g/L	0,66 %
		>>>	4 > 2,5 g/L	1,3 %
	(109) Axis-Shield		1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>	1 0,51 - 2,5 g/L	0,33 %
	(150) Arkray	>	3 0,51 - 2,5 g/L	0,98 %
		>>>	45 > 2,5 g/L	15 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 > 2,5 g/L	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)	>	1 0,51 - 2,5 g/L	0,33 %
	(179) Siemens		1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
		>	7 0,51 - 2,5 g/L	2,3 %
		>>>	39 > 2,5 g/L	13 %
	(197) Analyticon	>	1 0,51 - 2,5 g/L	0,33 %
		>>>	1 > 2,5 g/L	0,33 %
	(201) Iris Diagnostics	>	8 0,51 - 2,5 g/L	2,6 %
		>>>	8 > 2,5 g/L	2,6 %
	(202) Dirui		1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
		>	10 0,51 - 2,5 g/L	3,3 %
		>>>	52 > 2,5 g/L	17 %
	(207) 77 Elektronika Kft.		2 Negativní, < 0,3 g/L	0,66 %
		7 0,3 - 0,5 g/L	2,3 %	
	>	6 0,51 - 2,5 g/L	2,0 %	
	>>>	7 > 2,5 g/L	2,3 %	
(999) jiný výrobce	>	3 0,51 - 2,5 g/L	0,98 %	
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 95 %		
B	(5) Dialab	>>>	1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(9) Bayer	>>>	1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	8 Negativní, < 0,3 g/L	2,6 %
	(18) Cormay	>>>	3 Negativní, < 0,3 g/L	0,98 %
	(46) Erba Lachema	>>>	43 Negativní, < 0,3 g/L	14 %
			1 > 2,5 g/L	0,33 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Negativní, < 0,3 g/L	0,98 %
	(60) Roche	>>>	31 Negativní, < 0,3 g/L	10 %
	(63) Sysmex	>>>	6 Negativní, < 0,3 g/L	2,0 %
	(109) Axis-Shield		1 > 2,5 g/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(150) Arkray	>>>	48 Negativní, < 0,3 g/L	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 Negativní, < 0,3 g/L	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	1 Negativní, < 0,3 g/L	0,33 %
	(179) Siemens	>>>	46 Negativní, < 0,3 g/L	15 %
			1 > 2,5 g/L	0,33 %
	(197) Analyticon	>>>	2 Negativní, < 0,3 g/L	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	16 Negativní, < 0,3 g/L	5,2 %
	(202) Dirui	>>>	62 Negativní, < 0,3 g/L	20 %
			1 > 2,5 g/L	0,33 %
(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	20 Negativní, < 0,3 g/L	6,6 %	
		2 > 2,5 g/L	0,66 %	
(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní, < 0,3 g/L	0,98 %	
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(266) Urobilinogen

A	(5) Dialab	>>>	1 3+, 4+	0,33 %
	(9) Bayer	>>>	1 3+, 4+	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>	6 1+, 2+	2,0 %
		>>>	2 3+, 4+	0,66 %
	(18) Cormay	>>>	3 3+, 4+	0,98 %
	(46) Erba Lachema		2 Negativní, < 17 µmol/L	0,66 %
		>	12 1+, 2+	3,9 %
		>>>	29 3+, 4+	9,5 %
	(49) BioVendor	>>>	3 3+, 4+	0,98 %
	(60) Roche	>	1 1+, 2+	0,33 %
		>>>	30 3+, 4+	9,8 %
	(63) Sysmex	>	5 1+, 2+	1,6 %
		>>>	1 3+, 4+	0,33 %
	(109) Axis-Shield		1 Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 3+, 4+	0,33 %
	(150) Arkray	>>>	48 3+, 4+	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 3+, 4+	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)	>	1 1+, 2+	0,33 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A	(179) Siemens	2	Negativní, < 17 µmol/L	0,66 %	
		> 18	1+, 2+	5,9 %	
		>>> 28	3+, 4+	9,2 %	
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,66 %	
	(201) Iris Diagnostics	> 10	1+, 2+	3,3 %	
		>>> 6	3+, 4+	2,0 %	
	(202) Dirui	1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %	
		> 21	1+, 2+	6,9 %	
		>>> 41	3+, 4+	13 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	3+, 4+	7,2 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 3	3+, 4+	0,98 %	
	Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 98 %		
	B	(5) Dialab	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %
		(9) Bayer	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %
(12) Beckman Coulter		>>> 8	Negativní, < 17 µmol/L	2,6 %	
(18) Cormay		>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,98 %	
(46) Erba Lachema		>>> 42	Negativní, < 17 µmol/L	14 %	
		1	1+, 2+	0,33 %	
(49) BioVendor		>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,98 %	
(60) Roche		>>> 31	Negativní, < 17 µmol/L	10 %	
(63) Sysmex		>>> 6	Negativní, < 17 µmol/L	2,0 %	
(109) Axis-Shield		1	3+, 4+	0,33 %	
(125) DOT Diagnostics		>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %	
(150) Arkray		>>> 48	Negativní, < 17 µmol/L	16 %	
(161) YD Diagnostics		>>> 4	Negativní, < 17 µmol/L	1,3 %	
(162) Siemens (Atellica)		>>> 1	Negativní, < 17 µmol/L	0,33 %	
(179) Siemens		>>> 47	Negativní, < 17 µmol/L	15 %	
		1	1+, 2+	0,33 %	
(197) Analyticon		>>> 2	Negativní, < 17 µmol/L	0,66 %	
(201) Iris Diagnostics		>>> 16	Negativní, < 17 µmol/L	5,2 %	
(202) Dirui		>>> 62	Negativní, < 17 µmol/L	20 %	
		1	1+, 2+	0,33 %	
(207) 77 Elektronika Kft.		>>> 22	Negativní, < 17 µmol/L	7,2 %	
(999) jiný výrobce		>>> 3	Negativní, < 17 µmol/L	0,98 %	
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(268) Bilirubin

A	(5) Dialab	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(9) Bayer	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	1	Negativní	0,33 %
		> 6	1+, 2+	2,0 %
		>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(18) Cormay	>>> 3	3+, 4+	1,0 %
	(46) Erba Lachema	1	Negativní	0,33 %
		>>> 39	3+, 4+	13 %
	(49) BioVendor	>>> 3	3+, 4+	1,0 %
	(60) Roche	>>> 31	3+, 4+	10 %
	(63) Sysmex	>>> 5	3+, 4+	1,7 %
	(109) Axis-Shield	1	Negativní	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 48	3+, 4+	16 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,33 %
		>>> 3	3+, 4+	1,0 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 1	3+, 4+	0,33 %
	(179) Siemens	1	Negativní	0,33 %
		>>> 47	3+, 4+	16 %
	(197) Analyticon	>>> 2	3+, 4+	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	3	Negativní	1,0 %
		> 13	1+, 2+	4,3 %
	(202) Dirui	1	Negativní	0,33 %
		> 1	1+, 2+	0,33 %
		>>> 61	3+, 4+	20 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	3+, 4+	7,3 %
(999) jiný výrobce	>>> 3	3+, 4+	1,0 %	
Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 97 %		
B	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(9) Bayer	>>> 1	Negativní	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 8	Negativní	2,7 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní	1,0 %

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina					
B	(46) Erba Lachema	>>>	39	Negativní	13 %	
			1	3+, 4+	0,33 %	
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	1,0 %	
	(60) Roche	>>>	31	Negativní	10 %	
	(63) Sysmex	>>>	5	Negativní	1,7 %	
	(109) Axis-Shield		1	3+, 4+	0,33 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,33 %	
	(150) Arkray	>>>	48	Negativní	16 %	
	(161) YD Diagnostics	>>>	4	Negativní	1,3 %	
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	1	Negativní	0,33 %	
	(179) Siemens	>>>	47	Negativní	16 %	
				1	3+, 4+	0,33 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,66 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>>	16	Negativní	5,3 %	
	(202) Dirui	>>>	62	Negativní	21 %	
				1	3+, 4+	0,33 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22	Negativní	7,3 %	
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,0 %	
	Celkem za vzorek: n = 301		Úspěšnost: 99 %			
	Celková úspěšnost: 97 %					

(270) Leukocyty

A	(5) Dialab	>>>	1	> 250 leu/μL	0,37 %	
	(9) Bayer	>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %	
	(12) Beckman Coulter		1	Negativní	0,37 %	
			>>>	7	51 - 250 leu/μL	2,6 %
	(18) Cormay		>	2	10 - 50 leu/μL	0,75 %
			>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
	(46) Erba Lachema		>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
			>>>	11	> 250 leu/μL	4,1 %
	(49) BioVendor		>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
			>>>	2	> 250 leu/μL	0,75 %
	(60) Roche		>	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
			>>>	6	51 - 250 leu/μL	2,2 %
			>>>	24	> 250 leu/μL	9,0 %
	(63) Sysmex		>	3	10 - 50 leu/μL	1,1 %
			>>>	3	51 - 250 leu/μL	1,1 %
	(109) Axis-Shield			1	Negativní	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics		>>>	1	> 250 leu/μL	0,37 %
	(150) Arkray		>>>	12	51 - 250 leu/μL	4,5 %
			>>>	36	> 250 leu/μL	13 %
	(161) YD Diagnostics		>	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
			>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
	(162) Siemens (Atellica)		>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
	(179) Siemens			1	Negativní	0,37 %
			>	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
			>>>	20	51 - 250 leu/μL	7,5 %
			>>>	24	> 250 leu/μL	9,0 %
	(197) Analyticon		>	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %
			>>>	1	51 - 250 leu/μL	0,37 %
	(201) Iris Diagnostics		>	7	10 - 50 leu/μL	2,6 %
			>>>	7	51 - 250 leu/μL	2,6 %
	(202) Dirui			1	Negativní	0,37 %
			>	4	10 - 50 leu/μL	1,5 %
			>>>	37	51 - 250 leu/μL	14 %
		>>>	20	> 250 leu/μL	7,5 %	
(207) 77 Elektronika Kft.			2	Negativní	0,75 %	
		>	2	10 - 50 leu/μL	0,75 %	
		>>>	8	51 - 250 leu/μL	3,0 %	
		>>>	10	> 250 leu/μL	3,7 %	
(999) jiný výrobce		>	1	10 - 50 leu/μL	0,37 %	
		>>>	2	51 - 250 leu/μL	0,75 %	
Celkem za vzorek: n = 267		Úspěšnost: 98 %				
B	(5) Dialab	>>>	1	Negativní	0,37 %	
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,37 %	
	(12) Beckman Coulter	>>>	8	Negativní	3,0 %	
	(18) Cormay	>>>	3	Negativní	1,1 %	
	(46) Erba Lachema	>>>	12	Negativní	4,5 %	
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	1,1 %	
(60) Roche	>>>	31	Negativní	12 %		

Zkouška					
Vzorek	Skupina	N	Výsledek		N _{rel}
B	(63) Sysmex	>>>	6	Negativní	2,2 %
	(109) Axis-Shield		1	> 250 leu/ μ L	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>>	48	Negativní	18 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	2	Negativní	0,75 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	1	Negativní	0,37 %
	(179) Siemens	>>>	45	Negativní	17 %
			1	> 250 leu/ μ L	0,37 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,75 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	14	Negativní	5,2 %
	(202) Dirui	>>>	61	Negativní	23 %
			1	> 250 leu/ μ L	0,37 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22	Negativní	8,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 267				Úspěšnost: 99 %	

Celková úspěšnost: 98 %

(272) Krev

A	(5) Dialab	>>>	1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(9) Bayer	>>>	1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	8	> 50 ery/ μ L	2,6 %
	(18) Cormay		1	Negativní	0,33 %
			>	1 13 - 50 ery/ μ L	0,33 %
		>>>	1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(46) Erba Lachema		1	Negativní	0,33 %
			>	2 13 - 50 ery/ μ L	0,65 %
		>>>	41	> 50 ery/ μ L	13 %
	(49) BioVendor	>>>	3	> 50 ery/ μ L	0,98 %
	(60) Roche	>>>	31	> 50 ery/ μ L	10 %
	(63) Sysmex	>>>	6	> 50 ery/ μ L	2,0 %
	(109) Axis-Shield		1	Negativní	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(150) Arkray		>	7 13 - 50 ery/ μ L	2,3 %
		>>>	41	> 50 ery/ μ L	13 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4	> 50 ery/ μ L	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)		>	1 13 - 50 ery/ μ L	0,33 %
	(179) Siemens		1	Negativní	0,33 %
			>	6 13 - 50 ery/ μ L	2,0 %
		>>>	41	> 50 ery/ μ L	13 %
	(197) Analyticon	>>>	2	> 50 ery/ μ L	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics		>	2 13 - 50 ery/ μ L	0,65 %
		>>>	14	> 50 ery/ μ L	4,6 %
	(202) Dirui		1	Negativní	0,33 %
			>	4 13 - 50 ery/ μ L	1,3 %
		>>>	58	> 50 ery/ μ L	19 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	22	> 50 ery/ μ L	7,2 %
	(999) jiný výrobce		>	2 13 - 50 ery/ μ L	0,65 %
		>>>	1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 306				Úspěšnost: 98 %	
B	(5) Dialab	>>>	1	Negativní	0,33 %
	(9) Bayer	>>>	1	Negativní	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	7	Negativní	2,3 %
			1	5 - 12 ery/ μ L	0,33 %
	(18) Cormay	>>>	2	Negativní	0,65 %
			1	5 - 12 ery/ μ L	0,33 %
	(46) Erba Lachema	>>>	43	Negativní	14 %
			1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(49) BioVendor	>>>	3	Negativní	0,98 %
	(60) Roche	>>>	31	Negativní	10 %
	(63) Sysmex	>>>	6	Negativní	2,0 %
	(109) Axis-Shield		1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,33 %
	(150) Arkray	>>>	48	Negativní	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4	Negativní	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>>	1	Negativní	0,33 %
	(179) Siemens	>>>	47	Negativní	15 %
			1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(197) Analyticon	>>>	2	Negativní	0,65 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	16	Negativní	5,2 %
	(202) Dirui	>>>	62	Negativní	20 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(202) Dirui	1	> 50 ery/ μ L	0,33 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní	7,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	0,98 %
Celkem za vzorek: n = 306		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(273) pH

A	(5) Dialab	> 1	7,5	0,33 %
	(9) Bayer	>>> 1	7,0	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	> 7	6,5	2,3 %
		>>> 1	7,0	0,33 %
	(18) Cormay	> 1	6,5	0,33 %
		>>> 2	7,0	0,66 %
	(46) Erba Lachema	1	5,0	0,33 %
		> 3	6,5	0,98 %
		>>> 36	7,0	12 %
		> 1	7,5	0,33 %
		> 2	8,0	0,66 %
		1	9,0	0,33 %
	(49) BioVendor	> 3	6,5	0,98 %
	(60) Roche	>>> 27	7,0	8,9 %
		> 4	7,5	1,3 %
	(63) Sysmex	>>> 1	7,0	0,33 %
		> 5	7,5	1,6 %
	(109) Axis-Shield	> 1	6,0	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	> 1	6,5	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 2	7,0	0,66 %
		> 44	7,5	14 %
		> 1	8,0	0,33 %
	(161) YD Diagnostics	> 4	6,5	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 1	7,0	0,33 %
	(179) Siemens	1	5,0	0,33 %
		>>> 34	7,0	11 %
		> 12	7,5	3,9 %
	(197) Analyticon	> 1	6,0	0,33 %
		> 1	6,5	0,33 %
	(201) Iris Diagnostics	> 13	6,5	4,3 %
		>>> 3	7,0	0,98 %
	(202) Dirui	1	5,0	0,33 %
		> 3	6,0	0,98 %
		> 5	6,5	1,6 %
		>>> 49	7,0	16 %
		> 6	7,5	2,0 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 6	6,0	2,0 %
		> 10	6,5	3,3 %
		>>> 5	7,0	1,6 %
		> 1	7,5	0,33 %
	(999) jiný výrobce	> 1	6,0	0,33 %
		>>> 1	7,0	0,33 %
		> 1	7,5	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	> 1	6,0	0,33 %
	(9) Bayer	>>> 1	5,0	0,33 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 8	5,0	2,6 %
	(18) Cormay	>>> 2	5,0	0,66 %
		> 1	6,0	0,33 %
	(46) Erba Lachema	>>> 43	5,0	14 %
		1	7,0	0,33 %
	(49) BioVendor	>>> 3	5,0	0,98 %
	(60) Roche	>>> 31	5,0	10 %
	(63) Sysmex	>>> 6	5,0	2,0 %
	(109) Axis-Shield	1	7,0	0,33 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	5,0	0,33 %
	(150) Arkray	>>> 46	5,0	15 %
		> 1	5,5	0,33 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	5,0	1,3 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 1	5,0	0,33 %
	(179) Siemens	>>> 31	5,0	10 %
		> 12	5,5	3,9 %
		> 3	6,0	0,98 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(179) Siemens	1	7,0	0,33 %
	(197) Analyticon	>>> 2	5,0	0,66 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 15	5,0	4,9 %
		> 1	6,0	0,33 %
	(202) Dirui	>>> 50	5,0	16 %
		> 12	5,5	3,9 %
		> 1	6,0	0,33 %
		1	7,0	0,33 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 20	5,0	6,6 %
		> 2	5,5	0,66 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	5,0	0,66 %
		> 1	6,0	0,33 %
Celkem za vzorek: n = 305		Úspěšnost: 99 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(274) Nitrity

A	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(9) Bayer	>>> 2	Pozitivní	0,74 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 8	Pozitivní	3,0 %
	(18) Cormay	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
	(46) Erba Lachema	>>> 13	Pozitivní	4,8 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Pozitivní	0,74 %
	(60) Roche	>>> 29	Pozitivní	11 %
	(63) Sysmex	>>> 6	Pozitivní	2,2 %
	(109) Axis-Shield	1	Negativní	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(150) Arkray	>>> 48	Pozitivní	18 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 1	Pozitivní	0,37 %
	(179) Siemens	1	Negativní	0,37 %
		>>> 45	Pozitivní	17 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Pozitivní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 16	Pozitivní	5,9 %
	(202) Dirui	1	Negativní	0,37 %
		>>> 62	Pozitivní	23 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Pozitivní	8,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 270		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(9) Bayer	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 8	Negativní	3,0 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	0,37 %
		2	Pozitivní	0,74 %
	(46) Erba Lachema	>>> 13	Negativní	4,8 %
	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(60) Roche	>>> 29	Negativní	11 %
	(63) Sysmex	>>> 6	Negativní	2,2 %
	(109) Axis-Shield	1	Pozitivní	0,37 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>> 48	Negativní	18 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(162) Siemens (Atellica)	>>> 1	Negativní	0,37 %
	(179) Siemens	>>> 45	Negativní	17 %
		1	Pozitivní	0,37 %
	(197) Analyticon	>>> 2	Negativní	0,74 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 16	Negativní	5,9 %
	(202) Dirui	>>> 62	Negativní	23 %
		1	Pozitivní	0,37 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 22	Negativní	8,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 270		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(275) hCG

A	(5) Dialab	>>> 4	Pozitivní	29 %
	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	21 %
	(32) Human	>>> 2	Pozitivní	14 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní	29 %
Celkem za vzorek: n = 14		Úspěšnost: 100 %		

Souhrnná statistika - kvalitativní výsledky

(Skupiny: výrobce reagentie)

Cyklus EHK: DGP1/21 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 19.02.2021

Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N _{rel}
B	(5) Dialab	>>>	4	Negativní	29 %
	(17) Biogema	>>>	3	Negativní	21 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	14 %
	(115) BioSystems	>>>	1	Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4	Negativní	29 %
Celkem za vzorek: n = 14			Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

st_kl

Konec sestavy

Vytlačeno: 27.02.2021