

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada 1

(420) Anti-gliadin IgG (nativní)

A1	(17) Biogema	>>>	2 Pozitivní	11 %
	(135) OrgenTec	>>>	4 Pozitivní	21 %
	(140) Test-Line	>>>	10 Pozitivní	53 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(191) D-tek	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 19		-----	Úspěšnost: 100 %	-----
B1	(17) Biogema	>>>	2 Negativní	11 %
	(135) OrgenTec	>>>	4 Negativní	21 %
	(140) Test-Line	>>>	10 Negativní	53 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(191) D-tek	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Negativní	5,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 19		-----	Úspěšnost: 100 %	-----
Celková úspěšnost: 100 %				

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	(17) Biogema	>>>	2 Pozitivní	11 %
	(135) OrgenTec	>>>	4 Pozitivní	22 %
	(140) Test-Line	>>>	9 Pozitivní	50 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1 Pozitivní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	1 Pozitivní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Pozitivní	5,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 18		-----	Úspěšnost: 100 %	-----
B1	(17) Biogema	>>>	2 Negativní	11 %
	(135) OrgenTec	>>>	4 Negativní	22 %
	(140) Test-Line	>>>	9 Negativní	50 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	1 Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	1 Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 18		-----	Úspěšnost: 94 %	-----
Celková úspěšnost: 94 %				

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(17) Biogema	>>>	7 Pozitivní	9,6 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Pozitivní	18 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	6 Pozitivní	8,2 %
	(140) Test-Line	>>>	24 Pozitivní	33 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Pozitivní	2,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4 Pozitivní	5,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	10 Pozitivní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	4,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 73		-----	Úspěšnost: 100 %	-----
B1	(14) Bio-Rad	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(17) Biogema	>>>	7 Negativní	9,6 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Negativní	18 %
	(115) BioSystems	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	6 Negativní	8,2 %
	(140) Test-Line	>>>	24 Negativní	33 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	2,7 %
	(166) Thermo Fisher	>>>	4 Negativní	5,5 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>>	1 Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	10 Negativní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	4,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 73		-----	Úspěšnost: 100 %	-----
Celková úspěšnost: 100 %				

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	(14) Bio-Rad	>>>	1 Pozitivní	1,4 %
	(17) Biogema	>>>	7 Pozitivní	9,9 %

Cyklus EHK: IGIT1/22 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 14.03.2022

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}	
Vzorek	Skupina				
A1	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,4 %	
	(87) Euroimmun	>>> 12	Pozitivní	17 %	
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,4 %	
	(135) OrgenTec	>>> 5	Pozitivní	7,0 %	
	(140) Test-Line	>>> 23	Pozitivní	32 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Pozitivní	5,6 %	
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Pozitivní	5,6 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Pozitivní	1,4 %	
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Pozitivní	13 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	4,2 %	
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 100 %			
B1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %	
	(17) Biogema	>>> 6	Negativní	8,5 %	
			1	Pozitivní	1,4 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,4 %	
	(87) Euroimmun	>>> 12	Negativní	17 %	
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,4 %	
	(135) OrgenTec	>>> 5	Negativní	7,0 %	
	(140) Test-Line	>>> 23	Negativní	32 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 4	Negativní	5,6 %	
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	5,6 %	
(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,4 %		
(211) INOVA Diagnostics	>>> 9	Negativní	13 %		
(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,2 %		
Celkem za vzorek: n = 71		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

Sada 2

(424) Anti-endomyzium IgA

A2	(2) GA Generic Assays	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 31	Negativní	44 %
	(115) BioSystems	>>> 10	Negativní	14 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Negativní	8,6 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 19	Negativní	27 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 100 %		
B2	(2) GA Generic Assays	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(80) DiaMed	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 31	Pozitivní	44 %
	(115) BioSystems	>>> 10	Pozitivní	14 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Pozitivní	8,6 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 19	Pozitivní	27 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 70		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(425) Anti-transglutamináza IgA

A2	(1) Abbott	>>> 1	Negativní	1,2 %	
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,2 %	
	(87) Euroimmun	>>> 14	Negativní	17 %	
	(115) BioSystems	>>> 6	Negativní	7,3 %	
	(135) OrgenTec	>>> 9	Negativní	11 %	
	(140) Test-Line	>>> 14	Negativní	17 %	
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	1,2 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Negativní	6,1 %	
	(164) DiaSorin	>>> 6	Negativní	7,3 %	
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	4,9 %	
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 1	Negativní	1,2 %	
			1	Pozitivní	1,2 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	1,2 %	
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Negativní	18 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	2,4 %	
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 98 %			
B2	(1) Abbott	>>> 1	Pozitivní	1,2 %	
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,2 %	

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B2	(87) Euroimmun	>>> 14	Pozitivní	17 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Pozitivní	7,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 9	Pozitivní	11 %
	(140) Test-Line	>>> 14	Pozitivní	17 %
	(147) AIDA	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	6,1 %
	(164) DiaSorin	>>> 6	Pozitivní	7,3 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Pozitivní	4,9 %
	(183) Immunodiagnostic Systems	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	1,2 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 16	Pozitivní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 82		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

Sada 3**(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA**

A3	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	4,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Pozitivní	34 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	20 %
	(140) Test-Line	>>> 9	Pozitivní	15 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	4,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	8,2 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Pozitivní	6,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
B3	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	4,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	34 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	20 %
	(140) Test-Line	>>> 9	Negativní	15 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	4,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Negativní	8,2 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	6,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,6 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG

A3	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	5,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 19	Pozitivní	34 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Pozitivní	18 %
	(140) Test-Line	>>> 8	Pozitivní	14 %
	(147) AIDA	>>> 2	Pozitivní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Pozitivní	8,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Pozitivní	7,1 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
B3	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	5,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 19	Negativní	34 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Negativní	18 %
	(140) Test-Line	>>> 8	Negativní	14 %
	(147) AIDA	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 5	Negativní	8,9 %
	(166) Thermo Fisher	>>> 4	Negativní	7,1 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				